


# Культевые штифтовые вкладки Pentron под металлокерамику

Пример культевой штифтовой вкладки Pentron для восстановления зуба 36 под металлокерамическую коронку.

Выбор керамокомпозитной конструкции позволяет обеспечить хорошую точность припасовки, отсутствие стрессовых нагрузок, легкость и быстроту дальнейшей обработки.

Ввиду отсутствия этапа отливки зуб может быть восстановлен под коронку за 60 - 80 минут, включая работу в лаборатории и фиксацию вкладки.

Культевая вкладка на зуб 46




Культевая вкладка на зуб 35



Восстановительная вкладка на витальном зубе.

Восстановительная вкладка на витальный зуб 46 воспроизводит бугры и контактные пункты, обеспечивает качественный контакт на границе зуб - композит.

После 1 года пользования жалоб со стороны пациента и дефектов конструкции не обнаружено.



Конструкция на лабораторном этапе позволяет обеспечить достаточное пространство для межзубной десны.



КОНЕЦ