

faberlic



Зима 2016-2017

«ДЭНАС МС» производит только высокотехнологичную продукцию, основываясь на современных научных разработках в области медицины. В ассортименте компании – целая линейка эффективных и разных по цене и возможностям аппаратов.

За 18 лет метод ДЭНС-терапии получил официальное признание на уровне Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ. По данному методу защищено 29 докторских и кандидатских диссертаций, написано более 1000 научных статей, в том числе, 5 монографий и более 20 методических рекомендаций для врачей. Все это гарантирует высокое качество и эффективность препаратов «ДЭНАС МС».



Когда здоровье на первом месте!



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АППАРАТЫ

У КАЖДОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АППАРАТА СВОИ ЗАДАЧИ. ИХ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УЧАСТКИ ТЕЛА.

ДЭНАС-Кардио

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Модель 2015 года

6-500 р: **4 999 р.**



арт. 70902

ДЭНАС-Кардио — аппарат с автоматизированными программами лечения гипертонической болезни.

Воздействие проводится на области биологически активных точек (БАТ), расположенных на предплечье (программа 1) и голени (программа 2). На сеансе может быть задействована как правая, так и левая сторона. ДЭНАС-Кардио прост в применении, этапы процедуры отражаются на дисплее.

При курсовом применении ДЭНАС-Кардио артериальное давление снижается

и стабилизируется постепенно. Улучшается общее самочувствие, что приводит к снижению медикаментозной нагрузки и профилактике гипертонических кризов. Комфортное лечение для пациентов с разными стадиями заболевания.

Схема расположения аппарата:



СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Топ-100 лучших товаров России



Удобство и простота применения





ДЭНАС-Остео

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛИ
В ОБЛАСТИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА

Модель 2015 года

9-000 р.: **6 999 р.**



арт. 70903

ДЭНАС-Остео — аппарат для воздействия на шейный отдел позвоночника. Оригинальная конструкция аппарата позволит проводить процедуры с комфортом в любое время в любом месте.

Программа «Терапия боли» применяется при интенсивной боли в области шеи. Комбинированный режим обеспечивает качественное обезболивание, может применяться несколько раз в день до улучшения самочувствия.

Программа «Релаксация» применяется при дискомфорте, скованности в шейном отделе. Снимает избыточное напряжение мышц шеи и плечевого пояса, мягко стабилизирует артериальное дав-

ление. Рекомендована людям с нарушением сна.

Программа «Головная боль» применяется при головной боли в сочетании с напряжением в шейном отделе, при головной боли на фоне длительной зрительной нагрузки и/или вынужденного положения сидя.

Программа «Метеочувствительность» применяется у людей, реагирующих ухудшением самочувствия при перемене погоды, при смене часовых поясов. Применяется в качестве лечения и профилактики при вегетососудистой дистонии.

Для дома и работы



Удобство использования



СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ДЭНАС-ПКМ

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАБОР ПРОГРАММ



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

24 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ

ФУНКЦИЯ «ДЕТСКИЙ
ДОКТОР»

Модель 2016 года

арт. 70901

14 000 р. **11 499 р.**

ДЭНАС-ПКМ – универсальный аппарат с широким выбором лечебных программ. Он может применяться длительно без привыкания: при боли, двигательных нарушениях, восстановлении после травм, операций.

Лечебные программы – 24 экспресс-программы терапии наиболее часто встречающихся заболеваний и состояний.

Терапия от 1 до 9,9 Гц – инфранизкие частоты применяются для составления индивидуальной процедуры с учетом диагноза.

Терапия 10, 20 Гц – режимы коррекции психоэмоционального состояния и гормональных нарушений.

Терапия 60, 77, 125, 140 Гц – специальные режимы против боли, отека и воспаления.

Терапия 200 Гц – режим быстрого обезболевания.

Программа «МЭД» (минимальной эффективной дозы) – реабилитация после фи-

зического и умственного перенапряжения, профилактика заболеваний.

77AM – режим с ярко выраженным тонизирующим эффектом, позволяющий справиться с синдромом хронической усталости, восстановить силы и значительно повысить работоспособность.

7710 – режим с релаксирующим эффектом, который отлично зарекомендовал себя для снижения артериального давления, а также для избавления от бессонницы и стресса.

Программа «Скрининг» помогает выбрать наиболее оптимальные лечебные зоны.

Детский доктор – возможность установки оптимальной мощности при проведении процедур маленьким детям.

Доступное с первого взгляда меню и многофункциональность аппарата делают лечение максимально комфортным и эффективным для человека любого возраста.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.



Функция
«ДЕТСКИЙ
ДОКТОР»



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ЗОН ВОЗДЕЙСТВИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ДЭНАС-ОЛМ

ЛЕЧЕБНОЕ ОДЕЯЛО



9-000-р: **6 999** р.
арт. 70909

ЛЕЧЕБНЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ

Удобство и простота
использования



Легко хранить



Лечебное одеяло ДЭНАС-ОЛМ

Полное обертывание лечебным одеялом применяется для оздоровления, профилактики и лечения заболеваний, в том числе обусловленных хроническим стрессом. Обеспечивает улучшение сна,

общего самочувствия и настроения, повышение сопротивляемости организма к действию стрессогенных факторов. Применение ДЭНАС-ОЛМ в комплексе с процедурами динамической электро-нейростимуляции суммирует эффекты и сокращает срок лечения.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ДЭНАС-Аппликатор

К АППАРАТУ ДЭНАС-ПКМ

ДЛЯ ЛЮБЫХ
УЧАСТКОВ

Воздействие на зоны
сложной формы



Максимальный комфорт
при проведении процедур



5 000 р. **3 999 р.**
арт. 70906

Электроды **ДЭНАС-Аппликаторы** выполнены из гипоаллергенного эластичного материала с токопроводящим наполнителем и применяются в качестве альтернативы встроенным электродам. Воздействие на зоны большой площади позволяет сократить время сеанса и сроки лечения, создать максимальный комфорт при самостоятельном проведении процедур. В комплект входят 3 выносных электрода, которые легко закрепить с помощью манжеты на липучке. Первый (1) может применяться для воздействия на большие плоские поверхности.

Второй (2) электрод очень удобен для работы на конечностях.

Третий (3) аппликатор выполнен в форме подковы. Его можно свернуть в конус, скрепить специальными фиксаторами, а затем накладывать, например, на колено, локоть или плечо.

Аппликатор обеспечивает:

- уменьшение трудоемкости процедур;
- комфортное воздействие на область спины, суставов при оказании самопомощи;
- максимальное соответствие любому участку тела;
- удобство при проведении длительных процедур.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.





КОРПОРАЦИЯ

ДЭНАС МС

твой путь к здоровью