

Мастер класс
Забор и проведение
анализа крови на
КЩС

Краевая детская клиническая
больница
Клинико -диагностическая
лаборатория

Область применения

Любые отклонения в кислотно – щелочном состоянии организма свидетельствуют о развитии патологического процесса. Исследование газового состава крови назначается, как правило, при подозрении на наличие у пациента респираторных заболеваний или при сбоях в метаболизме.

Результаты повторных анализов позволяют отслеживать динамику и оценивать эффективность назначенной терапии.

Aresto
Med



GEM Premier 4000

GEM Premier 4000

Анализатор критических состояний нового поколения GEM PREMIER 4000 открывает широкие возможности для специалистов, очень прост и удобен в работе. В GEM PREMIER 4000 используется уникальная картриджная технология, позволяющая повысить эффективность исследования и обеспечить значительную экономию времени.

Подготовка оснащения

- Аппарат GEM PREMIER 4000
- Капилляр
- Магнит(для перемешивания крови в капилляре)
- Сгусткоуловители силиконовые
- Перчатки нестерильные и СИЗ
- Антисептик для обработки рук
- Дезинфицирующее средство
- Емкость для утилизации отходов класса Б
- Стерильные шарики(салфетки)
- Автоматические стерильные ланцеты

Безопасность

- До и после проведения процедуры, провести гигиеническую обработку рук.
- Во время исследования обязательно использование перчаток (нестерильные) и СИЗ

Подготовка к процедуре

- Подготовить на манипуляционном столике необходимое оснащение
- Представиться пациенту, объяснить ход предстоящей процедуры. Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на предстоящую процедуру

Выполнение процедуры