



ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА
СОСТОЯНИЯ КОЖИ

WAYSKIN SKIN ANALYZER АНАЛИЗАТОР СОСТОЯНИЯ КОЖИ



Wayskin Skin Analyzer — устройство с датчиком, который измеряет уровень увлажнения кожи, а также влажность окружающей среды и индекс ультрафиолета, собирает все данные, соединяется с мобильным устройством через Bluetooth, где и выдает информацию в специальном приложении.

КАК ОН РАБОТАЕТ?

Wayskin — анализатор кожи ВИА. ВИА означает биоэлектрический импедансный анализ, неинвазивный способ измерения содержания воды в организме. Он не только измеряет и анализирует содержание вашей кожи, но также измеряет влажность, температуру и уровень УФ-излучения. Wayskin использует не только датчики для анализа экологических данных в вашем регионе, но также связывается с национальным метеорологическим сервисом.



ORIFLAME SKINEXPERT



С новым приложением Oriflame SkinExpert каждый сможет почувствовать себя экспертом, дать компетентную рекомендацию и помочь выбрать готовое решение по уходу за кожей из линейки NovAge. Вам не нужно больше обсуждать с клиентом возраст, состояние кожи и связанные с этим изменения, SkinExpert поможет избежать неловкости и станет отличным посредником между вами и клиентом.

NatriSpheres™

Эти частицы сферической формы прикрепляются к волосам, восстанавливают и питают их.

Кристаллические сферы с восстанавливающим комплексом имеют электрический заряд противоположный заряду волос, поэтому они легко притягиваются к поврежденным участкам волос, где и остаются в течение нескольких часов, даже после ополаскивания, сушки и укладки. NatriSpheres имеют продолжительный эффект воздействия – восстанавливающий комплекс постепенно и длительно воздействует на волосы по мере того, как раскрываются сферы.

Важнейшие ингредиенты: Масло авокадо
Масло зародышей пшеницы
Жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая, миристиновая)

- Улучшают внешний вид волос и делают их послушными.
- Восстанавливают структуру волос.
- Защищают волосы от воздействия свободных радикалов, поскольку содержат антиоксиданты.

Поврежденный участок волоса до применения шампуня.

NatriSpheres™ заполняют поврежденный участок волоса сферами с питательными веществами, которые остаются на волосах даже после мытья, сушки и укладки.

NatriSpheres™ восстанавливают поврежденные волосы и улучшают их структуру.



1 Влажность / Эластичность / Жирность → 2 Гладкость / Поры → 3 Пигментация / Чувствительность → 4 Морщины → 5 Результат

Тестирование
Главное меню

Влажность / Эластичность / Жирность

Место измерения

Влажность: 44 Норм

Эластичность: 60 Норм

Жирность

Тип кожи: Комбинированная

Сделать фото | Анализ | 0 - Недостаток

Сделать фото | Анализ | 53 - Много

programmed by AramHUVIS co., Ltd.

SKINXPPRO

Программа SkinXPPRO имеет следующие возможности:

- ведение базы клиентов;
- определение влажности, жирности, рельефа кожи и размера пор;
- определение уровня пигментации, чувствительности, глубины и ширины морщин;
- страница результата представлена в удобном графическом виде;
- создание собственных рекомендаций;
- ведение фотоархива сделанных снимков.

