

HUGE

# PERFIT

— Точность и  
стабильность

Shandong Huge Dental Material Corporation

[www.hugedental.com](http://www.hugedental.com)

[marketing@hugedental.com](mailto:marketing@hugedental.com)

1 Что это?

2

Маркетинговая информация

3

Что мы имеем?




## Что из себя представляют эластомерные оттискные материалы?

- Химическое название - винил полисилоксан.
- Относится к искусственно синтезированной резине на основе полимеров;
- Эластомерный оттиск - это отрицательный отпечаток твердых (зубов) и мягких тканей во рту, из которых может образоваться положительная репродукция (или литье);
- Эластомерный оттиск обладает высокой точностью и стабильностью, хорошей эластичностью, твердостью и прочностью. И это один из самых идеальных



В Н



# А-Силикон как часть рынка оттискных материалов

В стоматологии обычно используются 4 вида слепочных материалов или инструментов.



Альгинат

С-Силиконы

А-Силиконы

Стом. сканер

- Точность: Стом.Сканер А-Силиконы > С-Силиконы > Альгинат
- Цена: Стом.Сканер А-Силиконы > С-Силиконы > Альгинат
- Рыночный спрос быстро растет в развивающихся странах.



Heraeus, 'GC' и некоторые Корейские бренды.

- А-Силикон постепенно заменяет Альгинат и С-Силикон.

# A-Силикон как часть рынка оттискных материалов

HUGE

## Конкуренты

## PERFIT

**DMG:** Сильная текучесть может привести к попаданию в рот пациента. Так же это может стать причиной деформации слепка.

Умеренная текучесть PERFIT обеспечивает комфорт пациента и точность впечатления.

**3M:** Твердость первого слепка настолько высока, что слепок трудно вынуть из рта пациента, и трудно отрегулировать перед тем, как произвести второй слепок.

Твердость PERFIT между DMG и 3M. PERFIT разрабатывался для удовлетворения потребностей стоматологов.

**ZHERMACK, COLTENE & HERAEUS:** Недостаточно эластичное, что приводит к низкой точности.

Более эластичное.





# Что мы имеем? – Putty & Light Body

- **Putty & Light Body**



- **Индикация**

Слепки для точной реставрации:

инкрустация , накладки, верхний слой, коронки, мосты, насадки, итп.



# Что мы имеем? – Putty & Light Body

---

- **Преимущества**

- 1:1 смешивание, простота эксплуатации
- Высокая точность

HighВысокая стабильность

Высокая прочность на разрыв и прочность на растяжение

- **Отзывы Клиентов**

- Очень хорошее качество, можно сравнить с европейскими брендами

- **Форма поставки**

- Слепочный материал Putty : 400g основа + 400g катализатор + 2 мерные ложки

Корректирующая масса : 50ml\*2



## Что мы имеем?

### Как выглядит оттиск сделанный из PERFIT Putty & Light Body?



👉 Нет пузырьков.

👉 Четкий, непрерывный последовательный.

👉 Край десен непрерывный.

👉 Первый и второй слепок хорошо скреплены.



# Что мы имеем? – Putty & Light Body

## Порядок работы со слепочной массой и корригирующей массой PERFIT

### 1 Возьмите подходящую оттискную ложку

- Борта ложки должны отстоять на 3-4 мм от зубов пациента.
- Рекомендуется использовать ложку из нержавеющей стали, т.к. она меньше поддается деформации.




### 2 Вымойте и высушите руки

- Избегайте попадания прямых солнечных лучей, рекомендуемая температура хранения - ниже 25°C при нормальной влажности в помещении.
- Во время процедуры не следует надевать латексные перчатки и трогать какие-либо косметические средства или другие посторонние материалы, например, тальк и т.п. Рекомендуется использовать одноразовые полиэтиленовые перчатки.
- Перед началом снятия оттиска пациент должен несколько раз ополоснуть ротовую полость.



### 3 Снимите первый оттиск.

- С помощью мерных ложечек наберите основу и катализатор соответствующих оттенков. Для верхней челюсти рекомендуется использовать по одной ложке с горкой каждого материала; для нижней челюсти рекомендуется набирать по одной ложке без горки каждого материала. Убедитесь, что пропорции основы и катализатора составляют 1:1.
- Кончиком пальца смешайте материалы, пока цвет не станет однородным. Рекомендуемое время смешивания - 30 секунд.
- Наберите массу на шпатель и нанесите на ложку, вставьте ложку в рот пациента. Через 3 минуты выньте ложку. Первый оттиск снят.



## Что мы имеем? – Putty & Light Body

### 4 Откорректируйте первый оттиск.

- Используйте силиконовый нож PERFIT для удаления уступов, межзубных сосочков, устранения поднутрений в межзубных промежутках, формирования промывного пространства.
- Примечания: Время отвердевания дополнительного поливинилсилоксанового силикона в значительной мере зависит от температуры. Отвердевание происходит быстрее при более высоких температурах.



### 5 Приготовьтесь делать второй оттиск.

- Первые 1-2 см корригирующей массы из био-картриджа рекомендуется выбросить, т.к. они могут отрицательно сказаться на затвердевании из-за неравномерности структуры.
- Колпачок после первого вскрытия картриджа рекомендуется выбросить; после того, как второй оттиск снят, в качестве крышки можно использовать смешивательную насадку.





## Что мы имеем? – Putty & Light Body

### 6 Выдавите корректирующую массу.

- Сначала выдавите корректирующую массу в слепочную ложку. При выдавливании убедитесь, что смесительная насадка достаточно погружена в слепочный материал во избежание формирования пузырьков.
- Затем выдавите корректирующую жидкость в ротовую полость пациента. При нанесении отодвигайте пришеечную часть десны и следите за тем, чтобы кончик дозатора был постоянно погружен в материал.



### 7 Сделайте второй оттиск.

- Вставьте оттискную ложку в корректирующей массой в ротовую полость пациента, медленно, одним точным движением установите ее на место. Примерно через 3 минуты и 30 секунд, когда материал полностью затвердеет, ложку можно вынуть.
- После этого оставьте слепок на 30 минут (слепок может храниться длительное время - до 30 дней), затем промойте для дезинфекции.



# Что мы имеем? -Sets for Putty & Light Body



**Set A**



**Set B**



**Set C**



**Trial Kit 01**

# Что мы имеем? -Аксессуары



- Канюли (желтые)

для Light Body и Десневой маски  
50 шт/ пакет



- Насадки на канюли

для Light Body и Десневой маски  
50 шт/ пакет



- Канюли (Голубые)

для Heavy Body и Регистратора Прикуса  
6 шт/ пакет



- СИЛИКОНОВЫЙ НОЖ

Для регулировки слепка Putty



- Диспенсер

для Light Body, Heavy Body,  
Регистратора Прикуса и Десневой  
маски

1 шт/пакет





HUGE 巨額

*Thanks!*

Shandong Huge Dental Material Corporation  
[www.hugedental.com](http://www.hugedental.com)      [marketing@hugedental.com](mailto:marketing@hugedental.com)

Huge Dental



hugedental



HUGE DENTAL



Huge Dental

