

# Аптечка Анти-ВИЧ. ПСО

- *Выполняла работу: Московских Наталия.*
- *Студентка 1 курса 104 группы.*



**СпелТехСамит**

**Описание:**  
Анти-ВИЧ предназначен для обработки открытых ран и порезов, а также для дезинфекции кожи перед медицинскими процедурами. Эффективен против ВИЧ-инфекции.

**Применение:**  
• Стерилизует инструменты и оборудование.  
• Работоспособен в течение 30 минут.  
• Не оставляет запаха.  
• Подходит для использования в домашних условиях.



**АНТИ - ВИЧ**

**АПТЕЧКА** ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ



ООО "СпелТехСамит" 125190 Москва, ул. Мясницкая, д. 12/13, стр. 10/11. Тел: +7 (495) 740-00-00. Факс: +7 (495) 740-00-01. E-mail: info@speltexsamit.ru



- 1.Марлевые салфетки
- 2.Этиловый спирт
- 3.Марганец(навеска 0,2 г.сухого вещества)



- 4. Навеска марганцовокислого калия
- 5. Настойка йодоспиртовая 5%
- 6. Два флакона дистиллированной воды



- 7.Лейкопластырь(3 см)
- 8.Пипетки(2 штуки)
- 9.Ножницы



# ПСО

- Предстерилизационная очистка и стерилизация проводятся в централизованных стерилизационных отделениях, а при их отсутствии в отделениях ЛПО систематически во всех случаях при подготовке изделий к предстоящим медицинским манипуляциям, при которых эти изделия будут соприкасаться с кровью, раневой поверхностью, инъекционными препаратами или при которых имеется риск повреждения слизистых оболочек.

- Предстерилизационная очистка осуществляется в качестве самостоятельного процесса после дезинфекции изделий или при совмещении с ней. Её цель - удаление с изделий медицинского назначения любых неорганических и органических загрязнений, в том числе остатков лекарственных препаратов, сопровождающееся снижением общей микробной контаминации для облегчения последующей стерилизации этих изделий.



- Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путём постановки азопирамовой или амидопириновой проб на наличие остаточных количеств крови, а также путем постановки фенолфталеиновой пробы на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющих средств в соответствии с действующими методическими документами и инструкциями по применению конкретных средств.



- Контроль качества предстерилизационной очистки проводят ежедневно. Контролю подлежат: в стерилизационной - 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену; при децентрализованной обработке - 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц. Результаты контроля регистрируют в журнале.

**Спасибо за внимание!**

