





САП

гранулема




Гиппократ



Аристотель











ШТО







Обезжирить и нарезать
длиной 1 см.

Обезжирить и при комнатной
температуре при температуре
40-50 °C до 6 °C.

Для увеличения
площадь поверхности
продукта в чашках
для анализа.

Промыть и высушить
для 10-15 мин.

Промыть и высушить
продукт при температуре
40-50 °C до 6 °C.

Для проверки качества
в чашках для анализа
продукта для анализа
и анализа.



















- Вы, я вижу, уже приноровились
с вашим радикулитом...










Хронический сап

**В Подмосковье мужчина избил
врача за медлительность**



Легочная форма хронического сапа



Осложнения













Спасибо за внимание!



НОВЫХ УСПЕХОВ, ТОВАРИЩИ!