


Tydzień Week / Woche Semaine / Неделя	Poniedziałek Monday / Montag Lundi / Понедельник	Wtorek Tuesday / Dienstag Mardi / Вторник	Środa Wednesday / Mittwoch Mercredi / Среда	Czwartek Thursday / Donnerstag Jeudi / Четверг	Piątek Friday / Freitag Vendredi / Пятница	Sobota Saturday / Samstag Samedi / Суббота	Niedziela Sunday / Sonntag Dimanche / Воскресенье
5	30	31	Brygida Ignacego 1	Małgorzata 2	Blaszycki 3	Andrzej 4	Agata 5
6	6	7	Hieronim 8	Andrzej 9	Henryk 10	Stanisław 11	Wacław 12
7	13	14	Józef 15	Janina 16	Albina 17	Wacław 18	Wacław 19
8	20	21	Maryja 22	Wacław 23	Marek 24	Wacław 25	Wacław 26
9	27	28	1	2	3	4	5

STYCZEŃ January Januar Janvier Январь 2017							
Tydzień	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota	Niedziela
52	26	27	28	29	30	31	1
1	2	3	4	5	6	7	8
2	9	10	11	12	13	14	15
3	16	17	18	19	20	21	22
4	23/30	24/31	25	26	27	28	29

MARZEC March März Mars Март 2017							
Tydzień	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota	Niedziela
9	27	28	1	2	3	4	5
10	6	7	8	9	10	11	12
11	13	14	15	16	17	18	19
12	20	21	22	23	24	25	26
13	27	28	29	30	31	1	2



Opis urządzenia, Cytometr przepływowy CytoFLEX zaprojektowany został z myślą o najwyższej wydajności, maksymalnej elastyczności oraz ogromnej łatwości obsługi w pracach badawczych. Uproszczony system ustawiania parametrów, pobierania danych, analizy oraz eksportowania wyników badań – to cechy, które połączono razem w jednym pakiecie oprogramowania CytExpert.