



FOR SKIN FLACCIDITY

PROFESSIONAL USE

TOPICAL
USE USO
Tópico

airleSS 100g. /
3,53oz.

vialS
10ml. / 0.33fl.oz.

Pat. Pending



Laboratorio Expertisse
Internacional S.L.

Josep Pla, 19-21.
08009 Barcelona
Made in SPain



AFLAX
MULTILEVEL THERAPY




FOR SKIN FLACCIDITY

AFLAX mLT® помогает коже лица и тела восстановить эластичность и упругость, которые естественным образом теряются со временем. Его продвинутая формула и специально разработанная техника обеспечивают именно то, что нужно каждой ткани.

AFLAX MLT® permite recuperar la pérdida de elasticidad y firmeza que naturalmente afectan a la piel del rostro y del cuerpo con el paso de los años. Su fórmula de vanguardia y una técnica específicamente diseñada aportan exactamente lo que necesita cada tejido.

значения кутометрии до и после лечения

Средний результат параметров кутометрии, полученные перед лечением и через 30 дней после третьей сессии.



R0: параметр, который показывает максимальную амплитуду кривой и представляет пассивную реакцию кожи на силу (твердость). R2: показывает общую эластичность, которая представляет собой сопротивление в зависимости от возвратной способности. R5: представляет чистую эластичность: упругую часть кривой. R7: оценивает часть упругой кривой по сравнению с полной кривой. Чем ближе 1 (100%), тем более упругая кривая

valores de la cutometría antes y después del tratamiento

Media de los parámetros de cutometría antes del tratamiento y 30 días después de la tercera sesión.

R0: es la amplitud máxima de la curva de elasticidad y representa la firmeza, o el comportamiento pasivo de la piel ante la fuerza; R2: es la elasticidad bruta, representa la resistencia versus capacidad de retorno; R5: es elasticidad neta, representa la intervención del componente elástico en la succión vs. la relajación; R7: es la elasticidad en función de la curva completa y cuanto más cercano a 1, más elástica es la curva.

STEP 1

AFLAX ViAL 1 (флакон 1) Профессиональное нанесение

Применение активных ингредиентов, специально разработанных для глубокой работы, питания и защиты тканей, которые обеспечивают трофическую поддержку и обеспечивают структурную основу для верхних слоев.

PAso 1. ViAL AFLAX 1. aplicación profesional

Aplicación de activos especialmente diseñados para actuar en profundidad, nutriendo y cuidando los tejidos que dan soporte trófico y sirven de base estructural a las capas superiores.

STEP 2

AFLAX ViAL 2 (флакон 2) Профессиональное нанесение

Мощный и эффективный стимул для средних слоев кожи, где белки, отвечающие за молодость и механические свойства кожи, включая коллаген, фибрин и эластин, работают и синтезируются.

PAso 2. ViAL AFLAX 2. aplicación profesional

Estímulo potente y eficaz en las capas medias, donde se sintetizan y actúan proteínas como el colágeno, la fibrina o la elastina, que son las que le confieren a la piel sus propiedades mecánicas y su juventud.

STEP 3

AFLAX AirLess Домашний уход

Усовершенствованные активные ингредиенты воздействуют на самые поверхностные слои кожи, вызывая скоординированный, немедленный и продолжительный эффект.

PAso 3. cremA AFLAX. aplicación domiciliaria

Activos de vanguardia que actúan en las capas más superficiales de la piel y que enfocan su acción en ejercer un efecto tensor coordinado, inmediato y duradero.

- Эффективно борется с дряблостью кожи.
- Предотвращает и замедляет прогресс вялости кожи и ее провисания.
- Стимулирует и защищает кожу, оптимизируя физиологические механизмы регенерации и защиты тканей.

- Combate eficazmente la flaccidez cutánea.
- Previene la aparición y el avance de la flaccidez cutánea.
- Estimula y protege la piel optimizando los mecanismos fisiológicos de regeneración y protección tisular.

