

BIOPTRON[®] 
LIGHT TREATMENT SYSTEM By Zepter Group

Светотерапия БИОПТРОН для нашей красоты



Красота и молодость кожи – мечта женщин в любом возрасте



Индустрия красоты каждый день движется вперед.
Каждая женщина следит за новостями в мире красоты, чтобы
надолго оставаться молодой и привлекательной!

Когда начинается старение кожи


Старение кожи

лишь на **20 %**
обусловлено генетикой

а на 80%

ЗАВИСИТ ТОЛЬКО
ОТ НАС САМИХ:

- ✓ нашего образа жизни
- ✓ нашего отношения к своей коже




Причины старения кожи

4 причины СТАРЕНИЯ



Возрастные изменения кожи



- потеря коллагена, сухость, снижение эластичности
- появление тонких линий и морщин
- появление пигментации, купероза
- пористость кожи



Мишени старения кожи



- Эпидермис и роговой слой
- Волокна коллагена и эластина
- Межклеточное вещество дермы
- Сосуды
- Жировая клетчатка
- Меланоциты



Как остановить старение кожи

- Качественный косметический уход с учетом возраста, типа и состояния кожи



Young Generation!




- Правильное питание, употребление достаточного количества чистой воды
- Употребление биологически активных д
- Физическая активность
- Использование светотерапии BIOPTRON



Влияние света БИОПТРОН на состояние кожи

РОЛЬ ПОЛИХРОМАТИЧНОСТИ СВЕТА БИОПТРОН



Клинические исследования показали, что наилучший результат достигается при сочетании световых волн разной длины волны, например, для восстановления плотности кожи – красного и желтого цветов.



Антивозрастное действие света Биоптрон

Свет БИОПТРОН эффективно устраняет основные признаки старения кожи:

- Сокращает тонкие линии и морщины
- Омолаживает и улучшает структуру кожи
- Улучшает цвет лица, придает коже сияние
- Повышает плотность кожи
- Подтягивает кожу



Антивозрастное действие света и цвета Биоптрон

- Улучшение микроциркуляции (красный) и снабжения тканей кислородом (синий)
- Стимуляция обменных процессов в тканях и повышение активности клеток (красный)
- Усиление лимфотока (оранжевый, желтый)
- Активация иммунных процессов в коже
- Повышение регенерации кожи (желтый)
- Выравнивание цвета лица (зеленый)
- Стимуляция фибробластов и увеличение продукции эластина и коллагена (оранжевый)
- Повышение увлажненности кожи (желтый)



Косметика Zepfer для красоты и молодости кожи

BIOPTRON 
LIGHT TREATMENT SYSTEM by Zepfer Group



- БЕЗОПАСНА ДАЖЕ ДЛЯ САМОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ.
- СООТВЕТСТВУЕТ ТЕМ ЖЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА, ЧТО И СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕРМАТОЛОГАМИ.

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ

ГИПОАЛЛЕРГЕННА

**СООТВЕТСТВУЕТ МИССИИ ZEPFER:
ЖИВИ ЗДОРОВО. ЖИВИ ДОЛЬШЕ.**

* Живи лучше. Живи дольше.



ПРОДУКТЫ ЛИНИИ SWISSO LOGICAL



PNK-4250 30 мл



PNK-4070 15 мл



PNK-4260 30 мл



PNK-4080 50 мл

- ПЕРЕДОВЫЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С ПРИЗНАКАМИ СТАРЕНИЯ КОЖИ.
- ОПТИМАЛЬНЫЕ АНТИВОЗРАСТНЫЕ СРЕДСТВА С НАУЧНО ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ:

- ✓ Делают кожу более упругой и улучшают контур лица и шеи.
- ✓ Увлажняют и придают коже сияние и здоровый вид.
- ✓ Защищают кожу от окислительных процессов.
- ✓ Восстанавливают клетки кожи и защищают от вреда, наносимого беспокойным образом жизни (нехватка сна, стрессы, неправильное питание, курение).
- ✓ Успокаивают кожу и уменьшают покраснения, характерные для чувствительной кожи.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Комфорт для сухой и склонной к аллергии коже.
- Сокращение морщин.
- Кожа выглядит заметно более молодой и здоровой.

**В ФОРМУЛАХ ВСЕХ НОВЫХ ПРОДУКТОВ SWISSO LOGICAL
НЕТ ПАРАБЕН. ПРОДУКТЫ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫ.**



Результаты исследования совместного применения косметики Zepter и Биоптрон

BIOPTRON 
LIGHT TREATMENT SYSTEM by Zepter Group

Всего через 4 недели:

- **Упругость кожи** повышается на **12%** (измерение при помощи Reviscometer® RVM 600 (Courage & Khazaka, Германия)
- **Плотность эпидермиса** повышается на **12%** (измерение при помощи DermaScan® C (Cortex Technology, Дания).

Ключевой эффект:

Под действием света БОПТРОН микроциркуляция возрастает более, чем в 6 раз, активные ингредиенты косметики лучше проникают в кожу
Улучшение микроциркуляции стимулирует регенерацию кожи, что в свою очередь дает видимый омолаживающий эффект



Методики применения светотерапии БИОПТРОН для ухода за кожей

BIOPTRON 
LIGHT TREATMENT SYSTEM by Zepter Group



Всего 16 минут 10 дней

BIOPTRON 
LIGHT TREATMENT SYSTEM By Zepter Group



**Светотерапия Биоптрон улучшает
проницаемость кожи для
косметических средств, повышая их
эффективность на 33%.**



БИОПТРОН применяется:

- после очищения кожи перед нанесением питательных средств (5-10 минут полихроматическим светом)
- на нанесенную маску или крем для более эффективного проникновения активных компонентов маски/крема (10 минут полихроматическим светом)




Избавляемся от пигментации

Как предотвратить пигментацию?

- Меньше находиться под солнцем.
- Ежедневно использовать солнцезащитный крем с SPF-индексом не ниже 15-30, отражающий два типа ультрафиолетовых лучей – UVA и UVB.
- Проводить процедуру пилинга для удаления излишнего окрашивания внутри клеток.
- Ухаживать за кожей отбеливающими косметическими средствами.

Использовать цветотерапию БИОПТРОН
зеленым цветом



Избавляемся от пигментации

Маска на основе глины



СЫВОРОТКА ПРОТИВ ПИГМЕНТАЦИИ

Превосходное средство для отбеливания кожи эффективно борется с возрастной пигментацией, последствиями солнечного воздействия и гиперпигментацией!

- после очищения кожи используйте БИОПТРОН с синим фильтром в течение 4 минут
- нанести маску тонким слоем, через 10-15 минут смыть теплой водой при помощи спонжей
- используйте БИОПТРОН с зеленым фильтром в течение 8 минут
- нанести отбеливающую сыворотку, после чего используйте БИОПТРОН с базовым фильтром в течение 10 минут



Успокаиваем чувствительную кожу

BIOPTRON 
LIGHT TREATMENT SYSTEM by Zepher Group

Линия Zepur

Эта *гипоаллергенная, натуральная линия* средств по уходу за кожей подходит для очень чувствительной, раздраженной (воспаленной) и сухой кожи, а также для кожи, склонной к аллергии.

Теперь стать обладательницей великолепной кожи с естественным блеском проще, чем когда-либо.

Дневной и ночной крем ZEPUR содержит в своем составе:

Экстракт Ламинарии (коричневая водоросль) и **фруктовый экстракт колючих Каперсов**.

Результаты: происходит детоксикация кожи – она восстанавливается и увлажняется, для гладкого и здорового цвета лица. Ускоряет заживление повреждённых тканей и минимизирует рубцевание.

Используем крем после 5-минутного воздействия БИОПТРОН с зеленым фильтром для успокаивающего эффекта



Зеленый цвет в уходе за кожей

- ❑ Помогает при куперозе (выраженной сосудистой сеточке, звездочках)
- ❑ Успокаивает кожу при раздражении, покраснении. Помогает при повышенной чувствительности кожи
- ❑ Эффективен при возрастной пигментации, помогает выровнять тон кожи
- ❑ Хорошо сочетается с любыми программами ухода: увлажнением, отбеливанием, лифтинг-уходом



Биоптрон в комплексном лечении целлюлита

- ✓ Улучшает микроциркуляцию, уменьшает отечность
- ✓ Повышает эффективность антицеллюлитного средства Свиссо Лоджикал
- ✓ Повышает синтез коллагена
- ✓ Улучшает тонус и эластичность кожи
- ✓ Уменьшает эффект «апельсиновой корки»
- ✓ Способствует уменьшению жировых отложений и похудению

Оранжевый свет Биоптрон способствует более глубокому проникновению активных ингредиентов крема, улучшает крово- и лимфоток., способствует расщеплению и выведению жира



Интенсивное антицеллюлитное средство



Интенсивное антицеллюлитное средство

Артикул: PNK-435
200 мл

Формула для похудения с инновационным и эффективным сочетанием активных ингредиентов – **изофлавонов сои, кофеина и L-карнитина** – подавляет формирование новых жировых клеток, стимулирует расщепление жиров и повышает скорость обмена веществ.

Вы увидите результаты всего через два месяца:

Заметное уменьшение эффекта апельсиновой корки.

Подтягивающее действие.

Кожа более упругая.

Разглаживающее и увлажняющее действие.


Мгновенный и продолжительный укрепляющий эффект.



Лечим целлюлит комплексно

Методика применения:

- используйте светотерапию БИОПТРОН с оранжевым фильтром в течение 10 мин. на чистую кожу проблемных зон (бедра, ягодицы, живот)
- нанести на области воздействия антицеллюлитный крем, дать впитаться
- включить массажер на режим 4 или 5, массировать указанные области в течение 5 минут движениями снизу вверх (по линиям лимфотока)
- рекомендуется делать массаж 2 раза в день – утром и вечером
- для более быстрого и стойкого эффекта



Уход для зрелой кожи

BIOPTRON[®] 
LIGHT TREATMENT SYSTEM By Zepter Group



Синий, фиолетовый



Комплекс антилейкин 6

Защищает от УФ лучей и стрессовых ситуаций; Сокращает повреждения ДНК клеток;

Масло инка инчи Защищает от УФ лучей и стрессовых ситуаций; Сокращает повреждения ДНК клеток;

Гидросалинол

Восстанавливает молодость и сияние кожи

Гиалуроновая кислота: глубоко увлажняет, «выталкивает» морщинки изнутри

Cetiol[®] sensoft:

Разглаживает мимические морщинки и глубокие морщины;

Мгновенное сияние кожи

Масло Инка-инчи

- Масло Sacha inchi всегда использовалось коренными жителями амазонками для ухода за кожей и волосами. **Недавно оно было высоко оценено в Европе, где также используется для производства роскошной косметики, такой как La Danza - Age Defence Serum.**



- Масло Inca inchi обладает уникальным омолаживающим и восстанавливающим действием
- для кожи, питает кожу головы и предотвращает выпадение волос благодаря богатству натуральных антиоксидантов: витаминов А и Е и благородных жиров.



Цветотерапия БИОПТРОН против возрастных изменений кожи

BIOPTRON®
LIGHT TREATMENT SYSTEM by Zepter Group



- увеличивает поглощение кислорода клетками кожи,
- улучшает увлажненность
- уменьшает выраженность морщин



- корректирует тонкие линии и морщины
- улучшает цвет лица и тонус кожи




- убирает отечность
- хорошо «подтягивает» кожу
- делает контур лица более четким




Методики применения свето- и цветотерапии БИОПТРОН для ухода за кожей лица

- Время воздействие на одно поле полихроматическим светом – 4 мин., суммарно 16-20 минут
- При воздействии цветом – 2 мин. на одно поле, продолжительность – 8-10 мин.
- Курс – 10-12 процедур, ежедневно или ч/день
- При использовании БИОПТРОН 1 – PRO1 воздействие сразу на всю область лица
- При использовании модели MedAll можно воздействовать полями:
 - 1 – лоб
 - 2,3 – щеки, височная область
 - 4 – нос
 - 5 – подбородок



Finger Repair

- масло лимона
- масло оливы
- ЦИНК



Позвольте Finger Repair и Биоптрон позаботиться о здоровье и красоте ваших рук!



Уход за кожей ног



zepter
INTERNATIONAL
LIVE BETTER • LIVE LONGER

- оксид цинка
- лецитин
- экстракт оливы
- масло и экстракт лимона

Foot Repair

✓ Не содержит парабенов, агрессивных химических веществ и красителей, подходит для чувствительной КОЖИ.





- ✓ Aphto Stop – это водостойкая, устойчивая к приёму пищи, и не содержащая токсичных и вредных для здоровья ингредиентов, формула
- ✓ Aphto Stop – уникальное средство для ухода за полостью рта, которое должно быть в каждой домашней аптечке.




Используй
те
Биоптрон
до
нанесения



Используй
те
Биоптрон
после
нанесения



Помогает
ускорить
процесс
заживлен
ия



МАКА НЕО для здоровья кожи

- **Мака** - отличный источник необходимых питательных веществ. Синергия столь многих **аминокислот (19)**, витаминов (**В1, В2, В6, С, ниацин, Е**) и минералов (**кальций, медь, железо, йод, магний, калий, натрий, цинк**) в их **естественном состоянии увеличивает биодоступность всего комплекса.**
- Мака богата высококачественными углеводами, легко усваиваемым белком
- При гормональной терапии - Мака не заменяет внешние гормоны, вместо этого она **мобилизует организм для создания собственных гормонов в правильных пропорциях.** Многие врачи рекомендуют это как безопасную и эффективную альтернативу гормональной терапии
- Помогает избавиться от депрессии, улучшает сон
- Добавляет энергию и не вызывает привыкания.
- Улучшает состояние костных тканей
- **Улучшает микроциркуляцию, придавая коже молодой вид**



BIOPTRON[®] 
LIGHT TREATMENT SYSTEM By Zepter Group

**Спасибо за
внимание!**


INTERNATIONAL
LIVE LONGER
www.zepter.com


YOUTHRON

