

Эффект

электрофореза

Ещё из древности мы сохранили знания о целебной силе иглоукалывания. Создатель аппликаторов, Ляпко Н.Г. врачрефлексотерапевт высшей категории соединил древнюю мудрость восточной медицины о биологически активных точках, зонах, меридианах, с новейшими физиотерапевтическими технологиями, а также потенциалом самого исполнения.






Аппликатор **Макка**ботает?

проводят импульсы от спинного мозга к

внутренним органам, а другие— соответственно к головному мозгу.

Иглоукалывания

Оказывает комплексное и интенсивное воздействие на состояние организма человека: рефлекторномеханические действия, в следствии многократного иглоукалывания биологически-активных точек (БАТ).



Аппликаторы Ляпко

Применение

Аппликатор Ляпко в своем роде уникален по многофункциональности действия, простоте и надежности результата, а также по продуктивности получаемого эффекта. С помощью аппликатора вы мобилизуете внутреннюю энергию, повысите выработку в организме естественных целебных компонентов в физиологических дозах, восполняя последствия гиподинамии.



Антистресс

увеличивается выработка

антистрессовых гормонов

Значительно


эндорфинов и

Болеутоляющие

противовоспалительный

Проявляется болеутоляющий и

эффект



Оказывает благоприятное действие

Аппликатор оказывает благоприятное действие на активные точки кожи, рецепторы нервной системы, стимулируя синтез многих благотворных элементов благодаря естественным внутренним секрециям. При этом формируются в частности те соединения, и в том количестве, которое сейчас необходимо организму, гармонизируя процессы обмена и состояние в целом.


Мобилизирует энергию

Аппликатор Ляпко в своем роде уникален по многофункциональности действия, простоте и надежности результата, а также по продуктивности получаемого эффекта. С помощью аппликатора вы мобилизуете внутреннюю энергию, повысите выработку в организме естественных целебных компонентов в физиологических дозах, восполняя последствия гиподинамии.



Преимущества Аппликаторов Ляпко

Устройства аппликационные Ляпко одобрены МОЗ России к применению в медицинской практике



В 2-3 раза повышает эффективность таких методов, как массаж, ушная и общая иглотерапия, мануальная и лазеротерапия, микроволновая резонансная терапия (при совместном или предварительном применении).



АЛП «одинарный»

Универсальный аппликатор для воздействия на любые проблемные зоны. Представляет собой эластичную резиновую пластину с закрепленными на ней иглами из необходимых для организма металлов: цинка, меди, железа, никеля и серебра.

ФОРМА ВЫПУСКА:

- **шаг игл 6,2 мм**, размер 105 x 230 ммЦена : опт/роз. 840 р./1050
- **шаг игл 5,8 мм**; размер 105 х 230 мм Дена : опт/роз. 890 р./1113

p.




АЛП «двойной»

Аппликатор представляет собой эластичную резиновую пластину с закрепленными на ней иглами из необходимых для организма металлов: цинка, меди, железа, никеля и серебра.

Сильная сторона аппликатора – работа в зоне позвоночника.

ФОРМА ВЫПУСКА:

- шаг игл 5,8 мм размер 105 х 460 ммЦена : опт/роз. 1770 р./2213
- шаг игл 6,2 мм размер 105 х 460 ммДена : опт/роз. 1670 р./2088



ПОДРОБНЕЕ



ФОРМА ВЫПУСКА:

6 пластин, размер каждой – 50 x 180 мм, шаг игл – 5,8 мм

АЛП «пояс спутник»


Представляет собой 6 эластичных резиновых пластин с закрепленными на них иглами состоящими из необходимых для организма металлов: цинка, меди, железа, никеля и серебра.



Цена : опт/роз. 2480 p./3100p.

АЛП «пояс универсальный»

Можно применять на любые проблемные участки тела. Представляет собой эластичные резиновые пластины с закрепленными на них иглами, состоящими из необходимых для организма металлов: цинка, меди, железа, никеля и серебра.



ФОРМА ВЫПУСКА:

шаг игл 5,8 мм - размер состоит из 3 подвижных пластин и 2 регулируемых поясов.

Цена: oпт/poз. 1700 p./2125

p.





АЛП «волшебный пояс здоровье»

Может воздействовать сегментарно - на любые участки тела - или на весь организм в целом, посредством наложения ленты вокруг всего туловища и конечностей одновременно. Увеличение площади воздействия оказывает уникальное оздоровительное действие на организм путем активизации практически всех акупунктурных точек обрабатываемой зоны.

ФОРМА ВЫПУСКА:

- **315 см** 7 сегментов, шаг игл 4,3 ммЦена : опт/роз. 4920 р./6150
- **135 см** 3 сегмента, шаг игл 4,3 ммр.Цена : опт/роз. 2480 p./3100p.



АЛП «ромашка»

Отличительными особенностями являются форма, наличие подвижных лепестков и большая площадь воздействия. Может применяться для аппликаций на спину, плечевой пояс, позвоночник, крестцовую область, на него удобно ложиться животом. Также удобна Ромашка для применения на крупных суставах, поскольку, принимая форму тела, максимально соприкасается с кожей.



ПОДРОБНЕЕ

ФОРМА ВЫПУСКА:

шаг игл 5,0 мм; D - 314 мм Цена: опт/роз. 2890 p./3613

АЛП «малыш»



Применяется при неотложных состояниях для снятия сердечных приступов, бронхоспазма на зоны соответствия костей и стоп (Су Джоктерапия), удобен для длительного ношения при хронических болевых синдромах.

ФОРМА ВЫПУСКА:

шаг игл 3,5 мм; размер 36 х 84 мм Цена : опт/роз. 170 р./213

p.



АЛП «коврик малый»

Отличительная особенность - размер, позволяющий локально воздействовать на небольшую площадь тела, и наименьшее среди «ковриков» расстояние между иглами - 6,0 мм. Это эластичная резиновая пластина с закрепленными на ней иглами из необходимых для организма металлов: цинка, меди, железа, никеля и серебра.



ФОРМА ВЫПУСКА:

шаг игл 6,0 мм; размер 237 х 137 мм Цена: опт/роз. 1120 р./1400

ПОДРОБНЕЕ

АЛП «коврик большой»

Аппликатор имеет большую площадь воздействия и наибольшее расстояние между иглами. Рекомендован для аппликаций на спину, в качестве коврика под ноги, а так же аппликаций на живот. Представляет собой эластичную резиновую пластину с закрепленными на ней иглами из необходимых для организма металлов: цинка, меди, железа, никеля и серебра.

ФОРМА ВЫПУСКА:


шаг игл 6,8 мм; размер 248 x 462 мм Цена : опт/роз. 3300 p./4125 p.

АЛП «стелька-скороход»

Предназначены для воздействия на рефлексогенные зоны подошвы при заболеваниях опорнодвигательного аппарата, нервной системы, сердца и сосудов, органов дыхания. желудочно-кишечного тракта. Применяются для восстановления жизненного тонуса и работоспособности.

ФОРМА ВЫПУСКА [РАЗМЕРНАЯ ЛИНЕЙКА]:

37-40 размер Цена : опт/роз. 1690 р./2113 р. 40-43 размер Цена : опт/роз. 1870 р./2338 р. 43-46 размер Цена : опт/роз. 2090 р./2613 р.



АЛП «валик лицевой»



Эластичная резиновая пластина в виде валика с закрепленными на ней иглами из необходимых для организма металлов: цинка, меди, железа, никеля и серебра. Чаще используется для обработки зон лица, для снятия болей и спазмов (при невралгии тройничного нерва, лицевом неврите). Рекомендован в косметологии, очень удобен для рефлексодиагностики.

ФОРМА ВЫПУСКА:

шаг игл 3,5 мм; D - 51 мм; ш - 40 мм Цена: опт/роз. 820 р./1025 р.

АЛП «валик универсальный»

Эластичная резиновая пластина в виде валика с закрепленными на ней иглами из необходимых для организма металлов: цинка, меди, железа, никеля и серебра. Благодаря оптимальным размерам, валик используется во всех возрастных группах без ограничений, удобен для обработки любых участков тела, к примеру, эффективен при варикозной болезни (вне обострения), целлюлите, ожирении.

ФОРМА ВЫПУСКА:

шаг игл 3,5 мм; D - 51 мм; ш - 72 мм Цена : опт/роз. 1160 р./1450 р.





АЛП «валик большой»

Эластичная резиновая пластина в виде валика с закрепленными на ней иглами из необходимых для организма металлов: цинка, меди, железа, никеля и серебра. Имеет максимальный шаг и наибольшую рабочую поверхность. С его помощью можно быстро и эффективно обрабатывать поверхности туловища и конечностей.




ФОРМА ВЫПУСКА:

• шаг игл 5,0 мм, D = 61 мм, ш = 111 мм Цена : опт/роз. 1310 р./1638 р.

АЛП «спутник»

Аппликатор представляет собой эластичную резиновую пластину с закрепленными на ней иглами из необходимых для организма металлов: цинка, меди, железа, никеля и серебра. Аппликатор представляет собой эластичную резиновую пластину с закрепленными на ней иглами из необходимых для организма металлов: цинка, меди, железа, никеля и серебра.



ФОРМА ВЫПУСКА:

- **шаг игл 6,2 мм,** размер 60 х 180 мм Цена : опт/роз. 410 р./513 р.
- шаг игл 5,8 мм; размер 52 х 180 мм Цена: опт/роз. 410 р./513 р.

ПОДРОБНЕЕ





Мячик <mark>Ляпко</mark> игольчатый

Аппликатор Ляпко цилиндрический «Мячик игольчатый плюс плюс» удобно использовать для «пальчиковой гимнастики», широко используемой детскими психологами, валеологами, логопедами, реабилитологами, невропатологами и дефектологами, т.е. Врачами, работающими с детьми, имеющими задержку речи, задержку нервномышечного, нервно-психического и психомоторного развития, страдающими ДЦП, заиканием и другими болезнями.

Цена: опт/роз. 910 р./1138

ПОДРОБНЕЕ



Свяжитесь с нами. Мы всегда открыты к сотрудничеству!



) +7 906 395 6170

rpo58@bk.ru

