СПА-уход для Вас







Galvanic Spa™II nu skin°

Содержание

- Введение
- История Гальванического тока
- Что такое Гальваническое воздействие?
- Как работает Гальваническая Система Ухода?
- о Основные преимущества
- □ Nu Skin® Galvanic Spa[™] II System для лица

Pre-treat Gel –принцип действия

Treatment Gel-принцип действия

Проведение процедуры с помощью – Pre- treat геля

Проведение процедуры с помощью - Treatment геля

□ Nu Skin[®] Galvanic Spa[™] II System для тела

Проведение процедуры с помощью Body Shaping Gel

□ Развитие Вашего бизнеса с Nu Skin® Galvanic Spa[™] II System



















История Гальванического тока



- В 1791году , Луиджи Гальвани, итальянский учёный, изучал гальванические токи в целях определения их полезного воздействия на организм человека.
- Теперь мы используем "Гальванический ток», в целях увеличения способности
 проникновения, наиболее эффективных ухаживающих компонентов, в те слои кожи где они особенно необходимы.



















Что такое Гальваническое воздействие?



Более 50 лет профессионалы спа-салонов используют слабые гальванические токи в своих процедурах для того чтобы вернуть коже молодость, сделать её гладкой, упругой и сияющей. Приложив на участок ткани человека электроды с постоянным напряжением, в тканях организма создаётся постоянный ток, эффект которого определяется полярностью и активными веществами, нанесенными на кожу в местах наложения электродов.



















Вы хотите вернуть молодость Вашему лицу, восстановить кожу головы и усовершенствовать Ваше тело?



Представляем Вам Nu Skin Galvanic Spa™ II system:

- Запатентованное устройство с саморегулирующимися гальваническими токами, имеет сменные насадки
- Прибор работает вместе со специально разработанными продуктами , помогая, содержащимися в них активным веществам , проникать в глубинные слои кожи



















Как работает Гальваническая Система Ухода?



- И только гальванический ток с применением высокоактивных косметических средств, действующие компоненты которых находятся в ионизированной форме, способен доставить биологически активные вещества в глубинные слои кожи
- Отрицательный гальванический ток
 способствует проникновению растворимых
 в воде смесей.



















Как работает Гальваническая Система Ухода?



- Полезное осторожное воздействие отрицательных и положительных гальванических токов, способно выполнить разнообразные процедуры для различных участков кожи.
- Положительный гальванический ток способствует очищению, помогает в удалении токсинов и примесей.



















Nu Skin[®] Galvanic Spa[™] II System



Позволяет расширить Ваши возможности по использованию процедур спа-ухода в домашних условиях

- прибор с тремя взаимозаменяемыми насадками:
- Насадка для лица: воспользуйтесь всеми преимуществами оригинальной сменной насадкой для лица.



















Nu Skin[®] Galvanic Spa[™] II System



Позволяет расширить Ваши возможности по использованию процедур спа-ухода в домашних условиях

- Насадка для тела: волнообразная форма насадки позволяет увеличить площадь контакта с кожей и усилить массажный эффект.
- Насадка для кожи головы: форма в виде гребня позволяет с легкостью расчесывать волосы, поддерживая плотный контакт между насадкой и кожей головы.





















Это Эффективно

- Специально разработанные продукты совместимые со строением кожи и волос, содержат необходимые компоненты для стимулирования работы клетки.
- Использование СПА Системы подарит Вам сияющий цвет лица, шикарные волосы и подтянутое тело




















Это Эффективно

Только косметические средства с соответствующей маркировкой (см.рис.) могут применяться с гальваническими токами.

Прочие средства не совместимы с гальваническими токами.

- 1 Совместим с гальваническими токами
- Полярность («one fontain» отрицательный заряд
- Продолжительность сеанса (три минуты)
- Вид насадки (испольовать насадку для тела)























Это возможно

По сравнению с дорогостоящими Гальваническими процедурами в СПА Салонах, Nu Skin Galvanic Spa System™ II очень доступный, выгодный и эффективный способ, применимый в домашних условиях, дающий прекрасные результаты.





















Это удобно

- Выбор полярности: даёт возможность использовать разнообразные продукты
- Установка времени программы: даёт возможность использовать прибор для различных участков тела: кожа головы, тела, лица.
- Блок питания на батарейках: не ставит Вас в зависимость от электрических выходов , даёт мобильность в использовании



















Nu Skin[®] Galvanic Spa[™] II System для лица



Восстанавливает естественное сияние кожи.

- Nu Skin[®] Galvanic Spa[™] Pre-Treat Gel удаляет все виды загрязнений кожи, давая возможность дышать Вашим порам.
- Работает синергистически с
 Гальваническим током, передаваемым через Гальванический прибор.



















Pre-treat Gel





Pre-Treat Gel

- Использование геля для очистки кожи лица с Гальваническим прибором, даёт возможность вашим порам 'дышать'.
- Содержит экстрат календулы, морских водорослей, орхидеи все эти инградиенты обладают успакаюващими свойствами.
- СосоуІ Glutamate вытяжки из зелёного чая, а также морские водоросли обладают антиоксидантными свойствами



















Pre-treat Gel





Очищение.

- **Длительность** 2 минуты.
- Действующий агент и контактная среда гель.
- вид электровоздействия -безопасный гальванический ток с отрицательной полярностью
- Физиологический эффект Своеобразная "гимнастика" для кожи. Активируются тканевые ионы. Воздействует на клеточном уровне способствует повышению физиологической активности тканей и стимуляции всех видов обмена. Проницаемость клеточных мембран при этом возрастает, а биологически активные вещества легко проникают в кожу.




















Treatment Gel





Treatment Gel

- Используйте гель по уходу за кожей лица совместно с Гальваническим прибором активирует процессы, происходящие в коже на клеточном уровне.
- Содержит Аргинин аминокислота,
 способствует расслаблению
- Магний необходимый компонент, который стимулирует клеточную энергию.




















Treatment Gel





Питание и восстановление

- **Длительность** 3 минуты.
- **Действующий агент и контактная среда** гель.
- Вид электровоздействия полезный отрицательный гальванический поток с положительной полярностью
- удаление себиума (секрета сальных желез), отработанных продуктов окисления, свободных радикалов (шлаков), ионы которых имеют отрицательную полярность.




















Проведение процедуры с помощью - Pre treat



- Присоедините соответствующую насадку
- Нанесите всё содержимое капсулы, кончиками пальцев на чистое лицо
- Ваша рука должна быть влажной и должна касаться хромовой пластины, которая является проводником Гальванического потока.





















Проведение процедуры с помощью - Pre treat



- Включите прибор, нажав кнопку один раз. На экране появится изображение одного фонтана («one fontain»), что означает отрицательную полярность.
- Время воздействия 2 минуты
- Прикоснитесь насадкой к кожи лица для анализа кожи.
- После того, как произойдёт анализ состояния вашей кожи прибор произведёт звуковой сигнал до 3 раз, указывая свою готовность



















Проведение процедуры с помощью - Pre treat



- Медленно передвигайте прибор по вашему лицу, избегая области вокруг глаз.
- Каждые 20 сек., в течение процедуры прибор подает звуковые сигналы, сообщая о своей работе.
- После двух минут прозвучит двойной звуковой сигнал свидетельствующий о завершении процедуры.
- Удалите остатки геля с лица с помощью влажной салфетки и полотенца.



















Проведение процедуры с помощью - Treatment Gel



- вскройте пластиковую ампулу с гелем по уходу за кожей лица и равномерно нанесите на кожу.
- Включите прибор, дважды нажимая на кнопку На экране появится изображение двух фонтанов («two fontain»), что означает положительную полярность.
- Время процедуры 3 минуты.
- Прикоснитесь насадкой к кожи лица для анализа кожи.
- Прибор подаст звуковой сигнал, означающий его готовность



















Проведение процедуры с помощью - Treatment Gel



- Медленно передвигайте прибор по вашему лицу, избегая области вокруг глаз.
- В течение обработки прибор подаст звуковой сигнал через каждые 20 сек.,сообщая о своей работе.
- После трёх минут прибор подаст звуковой сигнал свидетельствующий о завершении процедуры



















Проведение процедуры с помощью - Treatment Gel



- Смойте остатки геля водой или влажной салфеткой. Далее воспользуйтесь полотенцем.
- Далее Вы можите нанести свой крем для увлажнения или питания кожи, которым Вы пользуетесь ежедневно.



















Nu Skin[®] Galvanic Spa[™] II System для тела



- Форма тела!
- Антицелюлитный гель работает исключительно с Galvanic SPAII, для предотвращения и уменьшения целюлита
- Исключительное сочетание совместного воздействия массажируещего действия насадки Galvanic Spa[™] II System и геля уменьшает жировые отложения и препятствует их накоплению.



















Body Shaping Gel



- Theobromine (вытяжка из какао
 Theobroma): способствует расщеплению жиров.
- Золотая Ромашка (Chrysanthellum indicumэкстрат) : вытяжка богата флавонидами, класс антиоксидантов.
- Исследования показали, что флавониды препятствуют образованию жира.



















Рекомендации по использованию



- Используйте утром и вечером два раза в неделю на проблемных областях.
- □ Установите насадку.
- Для этой процедуры требуется отрицательная полярность "one fountain", продолжительность 3-5минут.



















Рекомендации по использованию



- Нанесите гель на проблемные участки тела. Прикоснитесь насадкой к поверхности кожи.
- Прибор подаёт звуковые сигналы в начале проведения процедуры, во время проведения процедуры и сигнал для окончания процедуры.
- По окончанию процедуры протрите тело влажным полотенцом.
- Для получения наилучшего результата используйте продукты по уходу за телом компании Ню Скин



















Развитие Вашего бизнеса с Nu Skin[®] Galvanic Spa[™] II System



Поддержка:

- Демонстрация перспектив при использовании Galvanic Spa[™] II System
- Акцентируйте внимание на уникальности метода и исключительности в совместном использовании продуктов и аппарата.



















Развитие Вашего бизнеса с Nu Skin[®] Galvanic Spa[™] II System



Объём:

- Эта система разработана для широкой аудитории:
 - Целеваой аудиторией являются мужчины и женщины в взрасте от 25 до 65 лет.

Огромный потенциальный рынок!



















Развитие Вашего бизнеса с Nu Skin[®] Galvanic Spa[™] II System



- Что удерживает клиентов:
 - Как только клиенты получают хорошие результаты они уже не в силах отказаться от данной процедуры.
 - Автозаказ.
 - Экономия времени и денег по сравению с
 спа-процедурами в дорогостоящих салонах




















NU SKIN ПОДНЯЛА ПАРУС К НОВОМУ ГОРИЗОНТУ...

...СВОБОДНОМУ ОТ КОНКУРЕНТОВ



КУДА НАПРАВЛЕН ВАШ ПАРУС?







Всегда рады ответить на ваши вопросы: Пишите LEADER_NUSKIN@MAIL.RU Звоните (050) 303-15-77 (067) 576-04-05 www.nuskin.com.ua





the difference, demonstrated.