



Создание электронных тестов

при помощи программы **SunRay
TestOfficePro**

Типы тестов

- Контрольный – объект системы, позволяющий произвести проверку учебных достижений слушателей в автоматизированном режиме.

- Психологический - научно-практический метод психологического измерения, состоящий из конечной серии кратких заданий, направлен на диагностику индивидуальной выраженности свойств и состояний.

Пакет SunRay TestOfficePro состоит из 3 программ:

- **tMaker** – программа для создания тестов, имеет текстовый редактор, однако допускает и импортирование тестов, созданных в другом тестовом редакторе или редакторе электронных таблиц.
- **tTester** - программа для проведения тестирования. Имеет довольно простой интерфейс. Однако обширные настройки программы позволяют приспособить ее работу под любые требования.
- **tAdmin** – программа для удаленного администрирования пользователей и обработки результатов тестирования. Позволяет просматривать (печатать) результаты тестирования пользователя, а также создавать, печатать, редактировать, экспортировать отчеты по тестированию групп пользователей.



Этапы создания теста

- Настройка теста
- Настройка тем
- Ввод и настройка вопросов
- Настройка выводов

Настройка теста

- Сводится к выбору определенных параметров и вводу некоторых значений. Настройка производится в специальном окне *свойства теста*. Настраивают такие параметры как название, тип теста, автор, реакцию на ответы, показ результатов, краткое описание теста.

Свойства теста

Основные

GUID: Version: Автор:

Название теста:

Тип теста: Тест закончен если пользователь:

Сообщения

Показать результат тестирования Правильный "Правильно" Неправильный

Показать набранные баллы

Показать пояснения

Показать файл доп. информации

Показывать правильный ответ в результатах

Разное

Возможен переход назад Ограничить по времени: Макс. кол-во тестирований:

Далее, если ответ правильный


Пароль для редактирования: Пароль для тестирования:

Показать в статусной строке:

Кол-во вопросов Кол-во правильных ответов

Номер текущего вопроса Оставшееся время

Настройка тем



- Тест может содержать в себе вопросы, относящиеся к различным темам, в одном тесте может быть до ста тем, но не менее, чем одна тема. Настройки тем редактируются в окне *темы и выводы*.



Ввод и настройка вопросов

- После введения текста вопроса и вариантов ответа устанавливаются параметры вопроса. Среди параметров выделяют количество ответов, вес вопроса, время на вопрос, тема, к которой относится данный вопрос, пояснения к вопросу, также вопрос может сопровождаться вставкой аудио, видео, изображений.



Настройка выводов

- Данный этап выполняется в окне выводов. В этом окне можно определить, какой результат получит пользователь, набрав определенное кол-во баллов. Оценка идет по каждой теме отдельно, плюс общая оценка по тесту в целом.



Возможности программы

- Сопровождение вопросов формулами, схемами, таблицами, аудио- и видео- файлами, HTML документами.
- Комментирование каждого вопроса как до, так и после ответа пользователя
- Проведение узкоспециализированных контрольных и психологических тестирований
- Мгновенный результат тестирования