



Очистка, дезинфекция, хранение небулайзера  
при использовании одним пациентом

# Гигиена

Вопросы гигиены очень важны при использовании небулайзеров для предупреждения контаминации и перекрёстной инфекции

Все части небулайзеров ПАРИ рекомендуется:

- термически дезинфицировать (кипячением или в ПАРИзаторе)
- химически дезинфицировать
- рекомендуется обработка после каждой ингаляции
- перед сборкой все части небулайзера должны быть высушены!

**Окончание ингаляции – это уже начало следующей ингаляции !**

# Очистка небулайзера

- Разберите небулайзер на составные части
- Промойте в теплой воде с добавлением моющего средства, например для мытья посуды
- Тщательно прополощите небулайзер под струей проточной воды

# Дезинфекция небулайзера при индивидуальном использовании

- Прокипятите части небулайзера в течение 15 минут, проследив, чтобы в емкости было достаточное количество воды (все части должны быть погружены в воду)

**или**

- Поместите части небулайзера в раствор дезинфекционного средства на время, указанное в инструкции к дезинфекционному средству
- Тщательно прополощите части небулайзера под струей проточной воды и прокипятите небулайзер как указано выше

# Рекомендации по дезинфекции и стерилизации небулайзеров

| Наименование        | ВИД ОБРАБОТКИ                         |                             |                     | Концентрация<br>% | t°<br>Рабочего<br>раствора | Экспозиция             |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
|                     | Дезинфекция<br>высокого уровня<br>ИМН | ПСО ИМН<br>+<br>дезинфекция | Стерилизация<br>ИМН |                   |                            |                        |
| Бианол              | ✓                                     | -                           | ✓                   | 0,2 – 2<br>20     | 20°C                       | 15-30 мин<br>600 мин   |
| Бриллиант           | ✓                                     | ✓                           | ✓                   | 0,5 – 10          | 18°C                       | 15-60 мин              |
| Виркон              | ✓                                     | ✓                           | -                   | 1 – 2             | 18°C                       | 10-5 мин               |
| Деконекс 50<br>плюс | ✓                                     | -                           | ✓                   | 1 - 8             | 35°C                       | 60 мин                 |
| Гранокс+            | ✓                                     | ✓                           | ✓                   | 2 - 5             | 20°C                       | 15-45 мин              |
| Лизафин             | -                                     | ✓                           | -                   | 1 – 2             | 18°C                       | 15-60 мин              |
| Лизоформин 3000     | ✓                                     | ✓                           | ✓                   | 1.5               | 18°C                       | 30 мин                 |
| Сабисепт М          | ✓                                     | ✓                           | ✓                   | 1 - 2             | 20°C                       | 30 мин                 |
| Секусепт актив      | ✓                                     | ✓                           | ✓                   | 1 - 2             | 18°C                       | 15-60 мин<br>90-120мин |

# Высушивание небулайзера

- Извлеките части небулайзера после кипячения
- Высушите небулайзер при комнатной температуре поместив части небулайзера на сухое, чистое, неволокнистое полотенце
- Можно использовать для высушивания бытовой фен

# Хранение небулайзера

- Соберите небулайзер
- Храните небулайзер завернутым в чистую проглаженную салфетку или полотенце

Уважаемые пациенты!  
День рождения вашего небулайзера

1-2 раза в год,  
по возможности - 1 раз в 3 месяца

Не забывайте об этом!





# Годовые комплекты ПАРИ

- небулайзер
- трубка-воздуховод
- фильтр к компрессору

*Рекомендуется заменять не реже  
1 раза в год*



Небулайзер  
**ПАРИ ЛЦ СПРИНТ**  
(годовой комплект 5X)  
номер заказа 023G8514



Небулайзер  
**ПАРИ ЛЦ СПРИНТ**  
(годовой комплект 5)  
номер заказа 023G1014



Небулайзер  
**ПАРИ ЛЦ СПРИНТ Юниор**  
(годовой комплект)  
номер заказа 023G1114



**Специалисты в эффективной ингаляции**