

# Выпуск дозирующих наконечников Combitip advanced

Предстартовые сведения для реализации на мировом уровне

**eppendorf**



Компания Eppendorf планирует выпустить новые наконечники Combitip advanced в третьем квартале 2012 года



## Основная информация

---

### Почему Компания Eppendorf решила выпустить новые наконечники Combitip advanced?

- Текущее положение дел:
  - Доля рынка наконечников Combitips plus: около 73 % (Объем рынка: около 32 млн. Евро)
  - Оборот (EAG) 2011: 22.545 тыс. Евро
  - CGAR5 (2006-2011): 4,6 %
  - Относительный прирост за 2011 г.: 3 %
- Цели или задачи:
  - Получить 77% доли рынка к 2016 г. (предполагаемый объем рынка: около 41 млн. Евро)
  - Оборот (EAG) в 2016 г.: около 26 млн. Евро
  - Изъятие копий наконечников “Combitips plus” по истечении срока действия патента в 2013/2014 г.

## Основная информация

---

### В целевую группу входят все, кто....

- осуществляют серийное пипетирование
- связаны с точным дозированием вязких жидкостей или жидкостей с высоким давлением пара
- работают с токсическими или радиоактивными материалами


### Дополняющие продукты (перекрестные продажи):

- Клиенты, приобретающие наконечники Combitips advanced, также приобретают у Eppendorf:
  - Адаптер Multipette plus или (X)stream
  - Новый контейнер для 10 наконечников Combitip
  - Наконечники Combilong
  - Планшеты с глубокими лунками или планшеты для микро-объемов

## Случай из практики маркетинга

### Почему клиенты должны приобретать новые наконечники Eppendorf Combitips advanced?

- С ростом высоких требований к работе в условиях современных лабораторий также растут требования к наконечникам для высокоточных дозаторов. Благодаря применению современного инжиниринга, наконечники Combitips подверглись тщательной оптимизации, чтобы удовлетворять все требования клиентов в отношении удачных заменяющих наконечников, не имевших аналогов в прошлом □
  - Девиз: Эволюция 360°!
- Отдельные характеристики и преимущества:
  - Новый эргономичный дизайн
    - уникальная воронкообразная форма позволяет предотвращать повреждения перчаток и обеспечивает удобную работу
  - Отдельная цветовая маркировка
    - быстрое определение нужного наконечника Combitip облегчает рабочий процесс
    - также имеется цветовая маркировка на каждой упаковке!
  - Удлиненные наконечники (для 2,5 мл, 5 мл и 10 мл)
    - полное опорожнение всех распространенных видов пробирок позволяет предотвратить потерю пробы



## Информация для заказа (международная)



Размер Combitip	Combitips advanced	Combitips advanced		Combitips plus		Combitips advanced		Combitips plus	
		Гарантированные Eppendorf quality		PCR clean		Biopur			
	Цветовая маркировка	№ межд. заказа	№ межд. заказа	№ межд. заказа	№ межд. заказа	№ межд. заказа	№ межд. заказа	№ межд. заказа	№ межд. заказа
0,1	белый	0030 089.405	0030 069.200	0030 089.766	/	0030 089.618	0030 069.404		
0,2	светло-голубой	0030 089.413	0030 069.218	0030 089.774	/	0030 089.626	0030 069.412		
0,5	сиреневый	0030 089.421	0030 069.226	0030 089.782	/	0030 089.634	0030 069.420		
1	желтый	0030 089.430	0030 069.234	0030 089.790	/	0030 089.642	0030 069.439		
2,5	зеленый	0030 089.448	0030 069.242	0030 089.804	/	0030 089.650	0030 069.447		
5	синий	0030 089.456	0030 069.250	0030 089.812	/	0030 089.669	0030 069.455		
10	оранжевый	0030 089.464	0030 069.269	0030 089.820	/	0030 089.677	0030 069.463		
25	красный	0030 089.472	0030 069.293	0030 089.839	/	0030 089.685	0030 069.390		
50	светло-серый	0030 089.480	0030 069.277	0030 089.847	/	0030 089.693	0030 069.471		
Адаптер 25 (1 шт.)	красный	0030 089.715	0030 069.528 (синий)						
Адаптер 50 (1 шт.)	светло-серый	0030 089.723	0030 069.161 (светло-серый)						
Адаптер 25 (7 шт.)	красный					0030 089.731	0030 069.498		
Адаптер 50 (7 шт.)	светло-серый					0030 089.740	0030 069.480		
Контейнер Combitips		0030 089.758	0030 069.897						

### Наконечники Combitips advanced полностью заменят наконечники Combitips plus

- После начала выпуска наконечников Combitips advanced, наконечники Combitips plus будут сняты с производства
  - план: третий квартал 2012г. = определенное почти полное отсутствие наложения двух продуктов
- Сбалансированное снижение запасов и ответственность каждой торговой компании крайне важны
  - Нереализованные остатки наконечников Combitips plus не будут приниматься назад
- Пожалуйста, не меняйте шаблон заказа

# Информация для заказа (Северная Америка)



Размер Combitip	Combitips advanced	Combitips advanced		Combitips plus		Combitips advanced		Combitips plus	
		Гарантированное качество Eppendorf				Стерильные*		Biopur	
	Цветовая маркировка	№ за ка за в США	№ за ка за в США	№ за ка за в США	№ за ка за в США	№ за ка за в США	№ за ка за в США	№ за ка за в США	№ за ка за в США
0,1	белый	30089405	022265954	30089510	022267001	30089618	022496000		
0,2	светло-голубой	30089413	022266004	30089529	022267108	30089626	022496026		
0,5	сиреневый	30089421	022266101	30089537	022267205	30089634	022496042		
1	желтый	30089430	022266209	30089545	022267302	30089642	022496069		
2,5	зеленый	30089448	022266306	30089553	022267400	30089650	022496085		
5	синий	30089456	022266403	30089561	022267507	30089669	022496107		
10	оранжевый	30089464	022266501	30089570	022267604	30089677	022496123		
25	красный	30089472	022266551	30089588	022267655	30089685	022496131		
50	светло-серый	30089480	022266608	3008596	022267701	30089693	022496140		
Адаптер 25 (1 шт.)	красный	30089715	022266993						
Адаптер 50 (1 шт.)	светло-серый	30089723	022266705						
Адаптер 25 (7 шт.)	красный					30089731	022496158		
Адаптер 50 (7 шт.)	светло-серый					30089740	022496166		
контейнер Combitips		30089758							

## Наконечники Combitips advanced полностью заменят наконечники Combitips plus

- После начала выпуска наконечников Combitips advanced, наконечники Combitips plus будут сняты с производства
  - план: третий квартал 2012г. = определенное почти полное отсутствие наложения двух продуктов
- Сбалансированное снижение запасов и ответственность каждой торговой компании крайне важны
  - Нереализованные остатки наконечников Combitips plus не будут приниматься назад
- Пожалуйста, не меняйте шаблон заказа

# Ценообразование

**Цены соответствуют качеству наконечников Combitips advanced**

**Цена на новые контейнеры для 10 наконечников Combitip ниже чем цена на старые контейнеры!**

Наконечники Combitips advanced		Основная цена (€)	США (\$)	Япония (¥)
eppendorf quality	0,1 мл - 10 мл	78,40	110,00	12 400,00
	25 мл	92,70	136,00	16 000,00
	50 мл	101,00	136,00	16 000,00
	Адаптер (1 шт.)	8,70	20,00	1 200,00
biopur	0,1 мл - 10 мл	145,00	157,00	23 700,00
	25 мл	167,00	179,00	29 600,00
	50 мл	182,00	179,00	29 600,00
	Адаптер (7 шт.)	63,00	123,00	9 500,00
PCR clean	0,1 мл - 10 мл	98,00		15 500,00
	25 мл	115,80		20 000,00
	50 мл	126,20		20 000,00
стерильные	0,1 мл - 10 мл		138,00	
	25 мл		162,00	
	50 мл		162,00	
Контейнер для 10 наконечников		30,50		



## Информация о товаре

### Упаковка товара:

- В каждом контейнере находится вкладыш с информацией для действующих клиентов о замене продукции
- Наконечники Eppendorf quality и PCR clean:
  - Новая коробка для диспенсеров с выдвижным лотком
  - 100 наконечников Combitips упакованы в 4 пакета
    - наконечники PCR clean пакуются в пакет со струной (гриппер)
  - Наконечники Combitips на 25/50 мл пакуются в коробку по 25 шт.; в каждую коробку входит адаптер
- Наконечники Biopur:
  - Индивидуальная упаковка в блистер; каждый блистер имеет перфорированную полосу для более легкого открытия упаковки
  - Все блистерные полоски отдельно пакуются в дополнительный полиэтиленовый пакет для применения в «чистых зонах»
- Стерильные наконечники:
  - Индивидуальная упаковка в блистер; каждый блистер имеет перфорированную полосу для более легкого открытия
  - Блистерные полоски дополнительно не пакуются



## Информация о товаре

---

### Руководство по эксплуатации:

- доступно для скачивания на вебсайте: [www.eppendorf.com/cbt](http://www.eppendorf.com/cbt)
- доступно на 5 языках:
  - немецкий, английский, испанский, итальянский, французский
  - руководство на каждом новом языке добавляется на сайте
- другие выпущенные или уже представленные на рынке товары/принадлежности помимо данного товара:
  - Кат.№ : 0030 059.506 (наконечники Combilong)

## Сведения о выпуске продукта на рынок

---

### Общие сведения о выпуске продукта:

- Месяц 5: второй квартал
- Реализация по всему миру начнется после распродажи наконечников Combitips plus
  - Выпуск продукта на мировом масштабе запланирован на июнь/июль
- Подробные данные по складам:
  - Первая неделя апреля:
    - Логистические данные будут предоставлены вручную только для Региональных Центров Поддержки (RSC)
    - Выбранные страны (с длинным маршрутом перевозки) смогут заказать товар отдельно как «специальный выпуск»
  - Первая неделя мая (соответственно месяц пять):
    - Логистические данные для RSCs будут предоставляться автоматически
    - Дилерские организации смогут разместить заказы после получения логистических данных
- Пакеты для проб: будут в наличии по окончании мая

## Сведения о выпуске продукта на рынок

---


### Общие сведения о выпуске продукта на рынок

- Руководство по организации сбыта: будет предоставлено в мае
  - Рекламная информация на 6 страницах и 5 языках
  - Спецификация
  - Презентации товара:
    - Презентация о выпуске продукта (для внутреннего пользования Eppendorf)
  - Обучение (для торговых агентов Eppendorf)
    - Обучение (для дилеров)
    - Обучение / Демонстрация для конечных пользователей
  - Сравнение конкурентов: полная версия + обзор
  - Фотографии
    - с высоким разрешением по требованию

## Глобальная кампания по выпуску товара на рынок

### Глобальная кампания по выпуску товара включает следующее:

- Реклама: готова (для Германии и Великобритании), не будет размещаться EAG
- СМИ онлайн
  - Информационное письмо (уточнить)
  - Баннер (уточнить)
- Рекламный сувенир: механический карандаш
  - 30.000 шт.
- Видео «Вращатель наконечников Combitip» на:
  - Странице в результате нажатия на рекламное объявление
  - Face book
  - You tube
- Указания по применению/технические указания (на наконечники Combitip) распространяться действующие указания)
- Перекрестная реклама: запланирована на 2 полугодие 2012 г.
- PR: размещение во время глобальной кампании
- Информационное письмо для организаций EP; запланировано на XX.XX.2012
- Информация на вебсайте: во время глобальной кампании



# Локальные меры по выпуску продукта на рынок

---

Zur Abstimmung ASM mit lokalen Gesellschaften

**Благодарим Вас за внимание  
и желаем Вам успешных продаж!**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**eppendorf**  
*In touch with life*

