


База данных VisionTracker для
● хранения и отслеживания от
Thermo Scientific

Как использовать VisionTracker?

- База данных начального уровня для хранения и расположения данных образцов
- Заменяет способы отслеживания вручную (блокноты или простые файлы Excel/ Access)
- Можно использовать с набором для считывания линейного и 2D штрих-кода VisionMate
- Прямой импорт данных считанных 2D
- Предварительно загружены расходные материалы и холодильники Thermo Scientific




Где VisionTracker попадает в ваш рабочий цикл хранения?



Обзор предлагаемой продукции

Номер по кат.	Описание
3220	База данных VisionTracker для хранения и отслеживания от Thermo Scientific



Характеристики... Обзор преимуществ

- Легко использовать... любой сотрудник лаборатории может освоить ее для организации и отслеживания образцов
- Предварительно загружены продукты Thermo Scientific... легкая установка
- Соответствие CFR21 Часть 11... Поддерживается целостность и отслеживаемость данных; прочная цепь контроля
- Интеграция со сканерами VisionMate... Быстрое и легкое Сканирование
 - Сохранение
- Внешние хранилища... Образцы можно отслеживать за пределами места хранения
- Доступность для поиска... Быстрый и легкий поиск с любого экрана
- Функциональность экспорта... Экспорт данных для нижних процессов



Можете ли вы использовать VisionTracker?

- Как вы отслеживаете данные и расположение образцов в настоящее время?
- Как вы организуете образцы в морозильнике или лаборатории?
- Испытываете ли вы затруднения в эффективном поиске места нахождения образца в морозильнике или в другом месте?
- Сталкиваетесь ли вы с проблемами цепи контроля или с действиями выполненными с образцом?
- Теряли ли вы образцы из-за того, что не могли найти их расположение
- При считывании штрих-кодов 1D или 2D, куда вы сохраняете данные?



Общие вопросы

Вопрос	Ответ
Могу ли я интегрировать с моим не VisionMate сканером?	Нет, но вы можете импортировать данные из Excel или файла с разделителями-запятыми на основе бокса
Могу ли я использовать VisionTracker вместо того, чтобы купить обычную LIMS?	Нет, это программа базы данных начального уровня
Могу ли я настроить поля в программе VisionTracker?	Нет, но доступны свободные текстовые поля. Данная функциональность может быть включена в будущих релизах
Нужно ли использовать программу VisionMate HS или SR для использования с VisionTracker?	Да, интеграция VisionMate и VisionTracker требует, чтобы VisionMate SW была запущена в фоновом режиме?
Включены ли пробирки, боксы и морозильники от других производителей в VisionTracker?	Нет, включены только продукты от Thermo Scientific
Могу ли я импортировать изображения моих собственных пробирок, боксов или морозильников?	Изображения не загружены **Примечание для сбыта- это смещение к продуктам ТМО**
Включены ли стеллажи для морозильников в Visiontracker?	Нет, они настраиваются пользователем, если он решит сделать ряды выше и глубже
Оповещает ли VisionTracker, когда стеллаж морозильника или морозильник достиг своей вместимости?	VisionTracker не ограничивает и не контролирует использование базы данных пользователем. Однако, он показывает количество заполненных пробирок, боксов или стеллажей
Могут ли пользователи загрузить демо-версию VisionTracker	Да, страница на сайте Thermo Scientific.com предназначена для этого. Однако, демо-версия имеет ограниченную функциональность и требует регистрацию покупателя.

Поддержка VisionTracker

- Спецификации для VisionTracker и сканеров VisionMate
- Загружаемая демо-версия доступна на www.thermoscientific.com/VisionTracker
- Квалифицированная, быстро реагирующая служба поддержки покупателей и техническая поддержка
 - Эл. почта или телефон

Thermo Scientific VisionTracker Storage Tracking Database Software



- Helps you easily organize and track your samples
- Provides an intuitive and secure database for your precious sample data
- Is ideal for use with Thermo Scientific® VisionMate® 2D readers

[Download Demo](#)

[Purchase Software](#)

VisionTracker® software is pre-loaded with Thermo Scientific Cryo Storage Tubes and Boxes, as well as the Thermo Scientific range of freezers, allowing quick and simple integration into any storage workflow or laboratory environment. VisionMate® reader interfaces are also included to simplify management and tracking of barcoded samples.

Simple and easy to use. Whether replacing a notebook at your lab bench or a basic Excel spreadsheet, VisionTracker is intuitive and easy for laboratory personnel to use. The database is icon based and includes straightforward searching, sample addition, mother-to-daughter aliquoting, and sample disposition. Data can also be easily imported from external sources, such as .xml or .td files and backed up to local or networked locations.

organize & track
your samples with ease



Learn more about these compatible products:

Thermo Scientific Matrix 2D barcoded tubes
Thermo Scientific VisionMate readers
Thermo Scientific Nunc Cryobank 2D barcoded tubes
Thermo Scientific Nalgene and Nunc Linear barcoded tubes

Заключение

VisionTracker является легким / интуитивно-понятным способом хранения информации об образцах и месте расположения в лаборатории

Предварительно загружены крио-пробирки, 2D пробирки; Cryo и ANSI боксы; а также морозильники от Thermo Scientific

Легкая интеграция со сканерами VisionMate

Поддерживает эффективную цепь контроля образцов и может подвергаться проверке, а также уровни пользователя

Соответствует CFR 21 Часть 11

- Отличное дополнение к расходным материалам и оборудованию Thermo Scientific

