

«КОМФОРТ И ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ НОГ»

TM «KAPS»

**СТЕЛЬКИ И ШНУРКИ
ДЛЯ
ОБУВИ**



TM «KAPS»



- Линия «Черная кожа»
- Линия «Элегант»
- Линия «Свежесть»
- Детская линия
- Зимняя линия
- Ортопедическая линия
- Спортивная линия
- Гелевая линия

Линия «Черная кожа»



KAPS

Эта линия была специально создана для модельной обуви. Она включает в себя стельки, полустельки, подпяточники и приспособления для стопы различного назначения, изготовленные из натуральной овечьей кожи черного цвета.

Стельки идеально подходят для использования в обуви темных цветов.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

PROFILASTIC LINE



KAPS

- ◆ Стельки и приспособления, входящие в эту линию, созданы для профилактики и исправления плоскостопия. Плоскостопие-это деформация стопы, характеризующаяся уплощением ее сводов. Стопа имеет два свода - продольный и поперечный. Сколиоз, сутулость, пяточные шпоры, варикозное расширение вен - все это может быть следствием продольного плоскостопия. Поперечное плоскостопие является причиной натоптышей (мозоли в переднем отделе стопы), деформации пальцев стопы, роста «косточки» возле большого пальца
Кроме того люди с плоскостопием страдают от болей в ногах и быстрой утомляемости.
90% населения имеет плоскостопие той или иной степени.
В таком случае необходимо использовать стельку-супинатор. Стелька искусственно создаст своды, установит правильно все суставы, равномерно распределит нагрузку по стопе. Ортопедическая стелька особенно рекомендована людям, чья профессиональная деятельность связана с работой на ногах.

КАРКАСНЫЕ СТЕЛЬКИ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНО-ПОПЕРЕЧНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ

RELAX

KAPS



Состав:

- ◆ Латексный слой с содержанием активированного угля
- ◆ Пластиковый каркас для поддержки сводов
- ◆ Натуральная кожа.

Описание:

- ◆ Каркасная стелька-супинатор предназначена для профилактики и лечения продольно- поперечного плоскостопия.
- ◆ Благодаря специальной профилированной форме стельки, нагрузка равномерно распределяется по стопе, тем самым уменьшается усталость и болезненность ног, Эластичный амортизатор под пяткой идеально поглощает удары при ходьбе. Натуральная кожа прекрасно впитывает влагу, а дополнительная перфорация обеспечивает вентиляцию обуви.
- ◆ Активированный уголь в составе латексного слоя обладает свойством эффективно поглощать запах.

ДЛЯ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ ИЗ КОЖИ ЧЕРНОГО ЦВЕТА

RELAX BLACK



Состав:

1. Латексный слой с содержанием активированного угля
- ◆ 2. Пластиковый каркас для поддержки сводов
- ◆ 3. Натуральная овечья кожа черного цвета.

Описание:

- ◆ Каркасная стелька-супинатор предназначена для профилактики и исправления продольно-поперечного плоскостопия.
- ◆ Благодаря специальной профилированной форме стельки, нагрузка равномерно распределяется по стопе, тем самым уменьшается усталость и болезненность ног, обусловленные комбинированным плоскостопием.
- ◆ Эластичный амортизатор под пяткой идеально поглощает удары при ходьбе. Натуральная кожа прекрасно впитывает влагу, а дополнительная перфорация обеспечивает вентиляцию обуви.
- ◆ Активированный уголь в составе латексного слоя обладает свойством поглощения запахов.

СТЕЛЬКИ 3/4 ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ BALLET




Состав:

- ◆ 1.Натуральная кожа.
- ◆ 2.Вставка из латекса для поперечного свода.
- ◆ 3.Клеевой фиксатор.

Описание:

- ◆ Стельки предназначены для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.
- ◆ Уменьшают ударную нагрузку на передний отдел стопы.
- ◆ Снимают дискомфорт при натоптышах в области основания пальцев стопы.
- ◆ Понижают усталость и боль в ногах, обусловленные поперечным плоскостопием.
- ◆ Особенно рекомендуется для использования в обуви на высоких каблуках.

КАРКАСНЫЕ СТЕЛЬКИ 2/3 ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ VOLERO



Состав:

- ◆ 1.Натуральная кожа.
- ◆ 2.Пластиковый каркас

Описание:

- ◆ Легкий пластиковый каркас надежно поддерживает продольный и поперечный своды стопы.
- ◆ Равномерно распределяя нагрузку по стопе, стельки уменьшают усталость и боль в ногах, обусловленные комбинированным плоскостопием.
- ◆ Эластичный амортизатор под пяткой идеально поглощает удары при ходьбе.
- ◆ Натуральная кожа хорошо впитывает влагу, а дополнительная перфорация обеспечивает вентиляцию обуви.
- ◆ Оставляя свободное пространство для пальцев ног, занимают меньше места и подходят для использования во всех видах закрытой обуви, в том числе модельной.

МЯГКИЕ СТЕЛЬКИ ДЛЯ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ

MASTER



Состав:

- ◆ 1.Профилированная латексная пена с содержанием активированного угля.
- ◆ 2.Натуральная овечья кожа.

Описание:

- ◆ Стелька мягко поддерживает продольный и поперечный своды, равномерно распределяет нагрузку по стопе и тем самым создает максимальный комфорт при ходьбе, уменьшает болезненные ощущения и усталость ног.
- ◆ Играет роль амортизатора, защищает суставы ног от ударных нагрузок.
- ◆ Натуральная кожа прекрасно впитывает влагу, а дополнительная перфорация по краям стельки обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха.
- ◆ Латексный слой содержит активированный уголь, обладающий свойством поглощать запахи. Рекомендуется для использования во всех видах закрытой обуви.

МЯГКИЕ СТЕЛЬКИ ДЛЯ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ ИЗ КОЖИ

ЧЕРНОГО ЦВЕТА

MASTER BLACK




Состав:

- ◆ 1.Профилированная латексная пена с содержанием активированного угля.
- ◆ 2.Натуральная овечья кожа черного цвета.

Описание:

- ◆ Стелька мягко поддерживает продольный и поперечный своды, равномерно распределяет нагрузку по стопе и тем самым создает максимальный комфорт при ходьбе, уменьшает болезненные ощущения и усталость ног.
- ◆ Играет роль амортизатора, защищает суставы ног от ударных нагрузок.
- ◆ Натуральная кожа прекрасно впитывает влагу, а дополнительная перфорация по краям стельки обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха.
- ◆ Латексный слой содержит активированный уголь, обладающий свойством поглощать запахи. Рекомендуются для использования во всех видах закрытой обуви.

ПОЛУСТЕЛЬКИ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ REST MED




Состав:

- ◆ 1.Натуральная кожа
- ◆ 2.Вставка из латекса
- ◆ 3.Клеевой фиксатор

Описание:

- ◆ Полустелька предназначена для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.
- ◆ Равномерно распределяя нагрузку в передней части стопы, уменьшает усталость и боли в ногах, обусловленные поперечным плоскостопием.
- ◆ Снижает дискомфорт при натоптышах в области основания пальцев стопы.
- ◆ Рекомендуется для использования во всех видах обуви, в том числе для обуви на каблуках.

ВКЛЕЙКИ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО СВОДА СТОПЫ T – MED



Состав:

- 1.Натуральная кожа.
- 2.Вставка из вспененного латекса.
- 3.Клеевой фиксатор.

Описание:

- ◆ Предназначены для профилактики и исправления поперечного плоскостопия.
- ◆ Снимают нагрузку с переднего отдела стопы.
- ◆ Устраняют болевые ощущения, обусловленные поперечным плоскостопием.
- ◆ Рекомендуются для использования во всех видах обуви, особенно открытой.

ВКЛЕЙКИ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО СВОДА СТОПЫ


MEDIX

Состав:

- ◆ 1.Натуральная кожа
- ◆ 2.Профилированный синтетический материал.
- ◆ 3.Клеевой фиксатор.

Описание:

- ◆ Вклейки предназначены для профилактики и исправления продольного плоскостопия.
- ◆ Уменьшают утомляемость и боли в ногах, обусловленные «проседанием» продольного свода стопы.
- ◆ Рекомендуются для использования во всех видах обуви, в том числе открытой



ПОДПЯТОЧНИКИ ПРИ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЕ

HEELMED

Состав:

- 1.Натуральная кожа.
- 2.Съемный вкладыш
- 3.Латексная пена.
- 4.Клеевой фиксатор

Описание:

- ◆ Подпяточники уменьшают боль при центральной пяточной шпоре.
- ◆ Защищают ноги от ударных нагрузок при ходьбе.





ГЕЛЕВАЯ ЛИНИЯ

- Не так давно появившись на рынке, гелевые изделия самого разного назначения вызвали большой покупательский интерес.
- Такие приспособления широко используются в ортопедии, в пластической хирургии, спортивной медицине, а так же в обычных условиях для создания комфорта при ходьбе и решения различных проблем, таких как натертости, мозоли и тп.
- Существует немного компаний, предлагающих на рынке подобную продукцию. Разница заключается в составе геля и в качестве изделий.
- Гелевые изделия ТМ «KAPS» удовлетворяют оптимальному соотношению «цена-качество».
- Гель, используемый для изготовления приспособлений - специальная нетоксичная полимерная смесь, в которую добавлены масла с лечебными свойствами для смягчения и увлажнения кожи. Гель имеет антибактериальные и антиаллергенные свойства, способствует заживлению небольших ран.

КОРРЕКТОР СУСТАВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ COREKTUS



Состав:

- Полимерный гель с добавлением увлажняющего лечебного масла

Описание:

- Корректор предназначен для исправления и профилактики деформаций первого и второго пальцев стопы на фоне поперечного плоскостопия.
- Предотвращает отклонение большого пальца стопы (рост «косточки»), образование мозолей и потертостей.
- Снимает болевые ощущения в суставе .

ЗАЩИТА СУСТАВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ MEDICUS



Состав:

- Полимерный гель с добавлением лечебного масла

Описание:

- Служит для защиты сустава большого пальца стопы от давления, трения, образования потертостей.
- Позволяет безболезненно носить обувь при травмах и воспалении сустава, а также в послеоперационный период.





ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОДУШКА ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ LADY



Состав:

- Полимерный гель с добавлением лечебного масла

Описание:

- Снимает болезненные ощущения при натоптышах и уменьшает риск возникновения мозолей в области переднего отдела стопы.
- Обеспечивает максимум комфорта при ходьбе.
- Особенно рекомендуется для обуви на высоком каблуке.



МЕЖПАЛЬЦЕВЫЙ ГЕЛЕВЫЙ ВКЛАДЫШ SEPERATOR



Состав:

- Полимерный гель с добавлением лечебного масла

Описание:

- Предназначен для предотвращения трения и образования мозолей между пальцами стопы.
- Рекомендуется использовать при деформации пальцев и в послеоперационный период.

ГЕЛЕВАЯ ПОДУШКА ПОД ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ СТОПЫ PROMED



Состав:

- Полимерный гель с добавлением лечебного масла

Описание:

- Уменьшает болезненные ощущения при натоптышах и защищает передний отдел стопы от натирания.
- Кольцеобразные борозды массируют стопу и препятствуют отвердению кожи.
- Создают комфорт при ходьбе.

ГЕЛЕВЫЕ ПОЛОСОЧКИ ДЛЯ БОСОНОЖЕК STRIP



Состав:

- Полимерный гель с добавлением лечебного масла.

Описание:

- Предназначены для защиты пяток от мозолей и натертостей и фиксации задних хлястиков босоножек.



ГЕЛЕВЫЕ ПЯТКОУДЕРЖИВАТЕЛИ GEL ANTI-SLIP



Состав:

- Полимерный гель с добавлением лечебного масла.

Описание:

- Предназначены для защиты пяток от мозолей и натертостей и фиксации пятки в обуви.