

**Медицинская производственная компания iMedy
предлагает**

**Гель антисептик медицинский в объеме 50, 100 и
250мл/ спирт70% + мирамистин**

**А так же
медицинские маски, спиртовые салфетки и защитные
комбинезоны**



2020. Apr.

В России медицинские сотрудники установили, что помогает для борьбы с коронавирусом:

- Защита дыхательных путей.
- Дезинфекция рук и тактильных поверхностей помещения.
- Карантин и самоизоляция.

Опираясь на наш опыт и навыки борьбы с вирусом, мы произвели эффективный гель-антисептик для рук.

Антисептики, в связи с высокой заразностью COVID-19, не должны храниться и использоваться в одном определенном месте:

1. Они должны быть под рукой в любом месте и в любое время.
2. Самый подходящий для этого объем -100 мл (есть возможность положить в карман или сумку).
3. Необходимо носить гель с собой и обрабатывать им руки, окружающие предметы, одежду, сиденья, машину и т.д.

Антисептики для рук

1. Розница 250 мл: от 1 шт.– 220р
2. Опт от 30 шт. - 210р
3. От 300 шт. 200р
4. От 1000 шт. 195р

5. Розница 100 мл: от 1 шт. – 160р
6. Опт от 30 шт. – 150р
7. От 300 шт. – 140р
8. От 1000 шт. – 135

9. Розница 50 мл: от 1 шт. – 80р
10. Опт от 30 шт. – 75р
11. От 300 шт. – 70р
12. От 1000 шт. – 65р

Медицинские маски

1. Розница от 1 шт. – 30р
2. Опт от 50 шт. 26р
3. От 500 шт. 24р
4. От 10 тыс. шт. 23р
5. От 50 тыс. шт. 22р
6. От 100 тыс. шт. 20р

Особенности данного медицинского антисептика:

Основным дезинфицирующим компонентом является четвертичное аммониевое соединение (ЧАС). Данный компонент используется в популярных медицинских препаратах для обеззараживания и удаления бактерий, например в средстве "Мирамистин» с концентрацией всего 0,01%, так же ЧАС используют для обработки рук медицинским персоналом, перед операционным вмешательством. Рабочая концентрация ЧАС от 0,01% до 0,3%, в нашем геле для рук концентрация ЧАС 0,5 %, что позволяет полностью уничтожить все вирусы и бактерии. В антисептике соблюдено правильное соединение вещества ЧАС и изопропилового спирта, для максимальной эффективности.

Качественные медицинские маски:

При производстве наших медицинских масках, соблюдены все санитарно-гигиенические нормы, для достижения стерильности получаемой продукции. Маски изготовлены из трех слоев – Спандбонд-Мильдблаун-Спанбонд – что позволяет достичь герметичности и защитить пользователя от проникновения вирусов и бактерий. В масках имеется носовой фиксатор, для создания максимально герметичного пространства полости рта и носовой полости. Маски являются одноразовыми, поэтому следует менять маску каждые 2 часа.

Контакты в Санкт-Петербурге:

Город Санкт-Петербург

Проспект Metallistov 96 (территория завода, вход строго по записи)

Сайт: iMedy.ru – отечественный производитель – гарантированное качество!

Менеджер по продажам – Ефим

Тел. +7(981)967 93-65 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Почта: Mail@imedy.ru

Берегите себя!