


ООО “Гигиенист”



Дезкамерная обработка постельных принадлежностей от бактерий:
осуществляется при помощи профессиональной дезинфекционной камеры.



Камерной дезинфекции подлежит:

- постельное белье, матрас, одеяло, подушка;
- одежда и обувь;
- книги;
- кожаные изделия;
- изделия из меха;
- ковры и дорожки;
- полотенца;
- мягкие игрушки и т.п.

Правильно проведенная дезинфекция с помощью камерной обработки гарантирует уничтожение возбудителей таких смертельноопасных заболеваний как:

- covid19,
- холера,
- тиф,
- сибирская язва,
- гепатит,
- оспа,
- сальмонеллез,
- дизентерия,
- болезнь Бриля,
- ротавирусные инфекции,
- энтеровирусные инфекции,
- грибковые заболевания,
- чесотка,
- чума и другие.



Еще камерная дезинфекция проводится на объектах, где одними и теми же вещами пользуется сразу много людей.

К примеру, в гостиницах, хостелах, образовательных и медицинских организациях, жилых домах и на промышленных предприятиях.



Обратим внимание на сроки проведения камерной дезинфекции:

- в детских учреждениях: камерная дезинфекция постельных принадлежностей проводится минимум один раз в год в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 , п. 17.16; 18.2.4;
- в медицинских организациях процедура осуществляется после выздоровления, перевода в другое место или смерти пациента, а также при сильных загрязнениях в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 11.20.

Как проводится камерная дезинфекция?

В наличии имеются горячевоздушные мобильные дезинфекционные камеры

Их особенность – две двери, открывающиеся в разные зоны, строго изолированные друг от друга. Первая ведет в зону погрузки, вторая в зоне разгрузки. Таким образом соблюдается техника безопасности

При камерной обработке задействовано минимум два человека. Один сортирует вещи и загружает их в камеру для обеззараживания, а другой записывает процедуру, выгружает вещи из камеры и сортирует их после дезинфекции.

На все изъятые вещи составляется квитанция, причем в 2 экземплярах – одна владельцам, другая отправляется в мешке вместе с предметами в дезинфицирующую установку.



Процесс состоит из нескольких условных стадий:


- загружаем предметы в дезинфекционную камеру;
- прогреваем и сушим;
- повышаем давление и температуру;
- распыляем активное дезинфицирующее средство;
- выдерживаем объекты под влиянием средства;
- нейтрализуем препарат;
- достаем и проветриваем вещи.



В дезинфицирующей камере вещи могут находиться вплоть до 4 часов.

- Камерная дезинфекция матрасов в среднем осуществляется за 1,5 час, на мягкие игрушки и книги тратится несколько минут.
- Постельное белье и одежда обеззараживается в пределах часа.

Время зависит от конкретной болезни, размеров и объемов.



Действие происходит при температурном режиме 60-100 градусов.

Это и гарантирует избавление от микроорганизмов, которые не в силах выдержать такое сильное термическое воздействие. Для вещей это безопасно, они достаются из камеры точно такими же, какими и были загружены в камеру, целыми и сухими.