

# **Упаковка для стерилизации**



бумага крепированная - надежная герметизация изделий обеспечивается заклеиванием пакетов с помощью самоклеющейся ленты.

Стерилизационные  
комбинированные  
рулоны «ПИК-  
ПАК»  
применяются при  
стерилизации  
надежные, срок  
хранения изделий в  
рулонах «ПИК-  
ПАК» после  
стерилизации  
составляет 1 год





Стерилизационные  
самоклеющиеся пакеты «ПИК-  
ПАК» применяются при паровой,  
газовой и радиационной  
стерилизации.

Срок хранения медицинских  
изделий в запечатанных пакетах  
после стерилизации составляет 1  
год.





Гласперленовые шарики для стерилизатора Macrostop.



Пакеты для стерилизации 13x25см  
самогерметизирующиеся с индикатором, и клапаном.





Прозрачная стерилизационная упаковка.





Упаковочные машинки MELAseal RH 100 Econom

Крепированная бумага:  
стандартная и мягкая для  
паровой и газовой  
стерилизации. Обладает  
плотностью 60 г/м<sup>2</sup>,  
высоким уровнем  
эластичности и прочности,  
а также водостойкости.  
Предназначена для  
упаковки комплектов  
инструментов, крупных  
изделий и белья,  
стерилизуемых паровым и  
газовым методом.




Пакеты для стерилизации



Камеры ультрафиолетовые  
УФК-1 с электронной  
системой контроля  
поддержания стерильности.  
Предназначены для хранения  
предварительно  
простерилизованных  
медицинских инструментов с  
целью предотвращения их  
вторичной контаминации  
микроорганизмами.



Крепированная бумага предназначена для упаковки комплектов инструментов, крупных изделий и белья. Плотность бумаги 60 г/м<sup>2</sup>, обладает высоким уровнем эластичности, прочностью и водостойкости.



Упаковка для всех видов  
стерилизации (пар, газ,  
радиация...





упаковка медицинских изделий при паровой, воздушной стерилизации.



Самоклеющиеся пакеты для паровой и воздушной стерилизации  
На внешней стороне пакета нанесен химический индикатор 1-го класса с указанием соответствующего метода стерилизации и описанием конечного цвета индикатора, приобретаемого после стерилизации. Пакеты герметично закрывают с помощью самоклеящейся ленты, нанесенной на клапан пакета, без использования дополнительного оборудования. Срок сохранения стерильности в пакетах составляет 20 суток.



Одноразовый комплект  
кровопроводящих  
магистралей в упаковке.





3 индикатора:  
пар,  
формальдегид,  
этиленоксид



Листы крепированной бумаги белого и зеленого цветов предназначены для упаковки комплектов инструментов, для того чтобы затем качественней происходила стерилизация белья, крупных изделий и стерилизация инструментов паровым и газовым методами.



Прозрачные пакеты и рулоны (плоские и со складкой).

Специальные прозрачные самогерметизирующиеся пакеты.

Запаиваемые бумажные пакеты для паровой стерилизации.

Пакеты-футляры для транспортировки и длительного хранения после стерилизации.













