

Упаковка для стерилизации



бумага крепированная - надежная герметизация изделий обеспечивается заклеиванием пакетов с помощью самоклеющейся ленты.

Стерилизационные
комбинированные
рулоны «ПИК-
ПАК»
применяются при
стерилизации
надежные, срок
хранения изделий в
рулонах «ПИК-
ПАК» после
стерилизации
составляет 1 год





Стерилизационные
самоклеящиеся пакеты «ПИК-
ПАК» применяются при паровой,
газовой и радиационной
стерилизации.

Срок хранения медицинских
изделий в запечатанных пакетах
после стерилизации составляет 1
год.





Гласперленовые шарики для стерилизатора Macrostop.



Пакеты для стерилизации 13x25см
самогерметизирующиеся с индикатором, и клапаном.



Прозрачная стерилизационная упаковка.



Упаковочные машинки MELAseal RH 100 Econom

Крепированная бумага:
стандартная и мягкая для
паровой и газовой
стерилизации. Обладает
плотностью 60 г/м²,
высоким уровнем
эластичности и прочности,
а также водостойкости.
Предназначена для
упаковки комплектов
инструментов, крупных
изделий и белья,
стерилизуемых паровым и
газовым методом.




Пакеты для стерилизации



Камеры ультрафиолетовые
УФК-1 с электронной
системой контроля
поддержания стерильности.
Предназначены для хранения
предварительно
простерилизованных
медицинских инструментов с
целью предотвращения их
вторичной контаминации
микроорганизмами.



Крепированная бумага предназначена для упаковки комплектов инструментов, крупных изделий и белья. Плотность бумаги 60 г/м², обладает высоким уровнем эластичности, прочностью и водостойкости.



Упаковка для всех видов
стерилизации (пар, газ,
радиация...





упаковка медицинских изделий при паровой, воздушной стерилизации.

Самоклеющиеся пакеты для паровой и воздушной стерилизации
На внешней стороне пакета нанесен химический индикатор 1-го класса с указанием соответствующего метода стерилизации и описанием конечного цвета индикатора, приобретаемого после стерилизации. Пакеты герметично закрывают с помощью самоклеящейся ленты, нанесенной на клапан пакета, без использования дополнительного оборудования. Срок сохранения стерильности в пакетах составляет 20 суток.



Одноразовый комплект
кровопроводящих
магистралей в упаковке.





3 индикатора:
пар,
формальдегид,
этиленоксид



Листы крепированной бумаги белого и зеленого цветов предназначены для упаковки комплектов инструментов, для того чтобы затем качественней происходила стерилизация белья, крупных изделий и стерилизация инструментов паровым и газовым методами.



Прозрачные пакеты и рулоны (плоские и со складкой).

Специальные прозрачные самогерметизирующиеся пакеты.

Запаиваемые бумажные пакеты для паровой стерилизации.

Пакеты-футляры для транспортировки и длительного хранения после стерилизации.



