

Современная Медицина и

Косметология

СМ

К

ДИОДНАЯ СИСТЕМА ClearlightTM LD808

Золотой стандарт
лазерной эпиляции



ClearlightTM LD808

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО НАУКИ

Эпиляция лазером – результативный, неинвазивный и комфортный путь избавления от нежелательных волос, имеющий тысячу преимуществ по сравнению с другими методами долгосрочной эпиляции.

Однако не все лазеры одинаково эффективны. Более сорока лет потребовалось специалистам лазерной косметологии на поиски длины волны, идеально подходящей для удаления волос.

Золотым стандартом лазерной эпиляции был признан диодный лазер с длиной волны 808 нм.

Южнокорейская компания EunSung Global положила его в основу разработки диодной лазерной системы последнего поколения –

ClearlightTM LD808



ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ



К

Clearlight™ LD808

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Возможность работы в одном из трех режимов:

HRS

Прицельное удаление волос в режиме штампа. Четыре вида подымпульса:



Single Pulse



Advanced Pulse



Double Pulse



Triple Pulse

HRM

Динамический режим эпиляции для деликатного воздействия без потери эффективности. Подходит для обработки больших по площади участков. Идеален для пациентов с низким болевым порогом.

STM

Динамический режим омоложения кожи



ClearlightTM LD808


ЭПИЛЯЦИЯ С КОМФОРТОМ

- Параметры воздействия можно устанавливать вручную. Широкий диапазон значений мощности, частоты и длительности импульса дает возможность подобрать оптимальные условия для каждого клиента
- В отличие от струйных систем охлаждения криогенным спреем контактное охлаждение сапфировым наконечником активно до, во время и после лазерного импульса
- Режим импульса с подимпульсом (Advanced Pulse) позволяет безболезненно для пациента увеличивать мощность воздействия (а значит, и эффективность эпиляции)



Clearlight LD808™ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

В STM-режиме проводится мягкая коррекция возрастных изменений. Происходит это за счет глубокого прогрева кожи, стимуляции синтеза коллагена и эластина.




После курса процедур разглаживаются мелкие и средние морщины, улучшается цвет лица, выравнивается тон кожи



ClearlightTM LD808

– ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПОДХОД



- Удобная манипула-пистолет
 - Светодиодный индикатор готовности к работе
 - 72 предустановленных программы для работы с разными типами кожи и волос
-
- Увеличенное контактное окно (14 мм x 14 мм) повышает эффективность процедуры, сокращая потери оптической энергии. Доказано: чем больше размер окна, тем больше фотонов достигает своей цели. Дополнительный плюс – сокращение продолжительности обработки.



Clearlight LD808™

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип лазера	диодный	Золотой стандарт лазерной эпиляции.
Длина волны	808 нм	Оптимальное значение, обеспечивающее воздействие на весь волосяной фолликул.
Плотность энергии	1-120 Дж/см ²	Правильный выбор удельной мощности, частоты и длительности импульса - главное условие успешного результата. Широкий диапазон значений дает возможность эффективно работать с любыми типами кожи, вплоть до гиперчувствительной.
Частота	HRM: до 15 Гц STM: до 10 Гц	
Длительность импульса	1-800 мс	Увеличенный размер пятна повышает качество процедуры и экономит время.
Размер пятна	14 x 14 мм	



ClearlightTM LD808

– ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

- **Для медицинского центра.** Никаких проблем с использованием. Мы предоставляем полный пакет разрешительной документации, включая регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Обучение проводят специалисты с медицинским образованием.
- **Для сети салонов.** Качественный аппарат от известного производителя по разумной цене – то, что нужно для оснащения сетевых салонов.
- **Для небольших косметологических кабинетов.** Hi-tech дизайн аппарата придает солидности даже самому скромному интерьеру.
- **Для проектов start-up.** Процедуры лазерного омоложения и эпиляции всегда востребованы. ClearlightTM – отличное стартовое вложение, позволяющее привлечь клиентов в салон сразу после открытия.
- **Для частных мастеров.** Профессионалы по достоинству оценят широкий спектр возможностей аппарата. Косметологи, пока не имеющие опыта работы с лазерами, легко освоят технологию благодаря интуитивно понятному меню и предустановленным программам.

К

ClearlightTM LD808

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУР

эпиляция

Зона	Цена, руб.
Подмышечные впадины	8000
Бедра	17000
Ноги полностью	25000
Бикини	9000
Бикини	9000
Глубокое бикини	15000
Над верхней губой	3000
Подбородок	4000

омоложение

Зона	Цена, руб.
Лицо	5000
Шея	4000



Данные взяты из открытых источников

РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ

Стоимость аппарата Clearlight LD808™ 1 450 000 руб.

Стоимость процедуры	Число сеансов в день	Число сеансов в месяц	Доход в месяц, руб.	Доход в год, руб.	Срок окупаемости вложений, мес.
3 000	3	90	270 000	3 240 000	5,4
4 000	3	90	360 000	4 320 000	3,8
8 000	1	30	240 000	2 880 000	5,6
9 000	1	30	270 000	3 240 000	5,0
15 000	1	30	450 000	5 400 000	3,0
17 000	1	30	510 000	6 120 000	2,6

При расчете окупаемости оборудования себестоимость процедуры принята равной нулю. Не учтены расходы на электроэнергию, арендная плата, размер ежемесячного вознаграждения косметолога, а также стоимость расходных материалов, так как применение контактного геля при проведении процедур необязательно.

СМ

Современная Медицина и

Косметология

К
Россия, Санкт-Петербург,
Ленинский пр-т, д.153, офис 918

Тел. +7(812) 385-56-12

Сайт: kosmetolog.club

E-mail: businessaim@gmail.com

Будем рады дальнейшему
сотрудничеству!

