



BioSilver

**СОВРЕМЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ УХОДА ЗА
КОЖЕЙ SilverSol
TECHNOLOGY®**



Знаете ли вы, что...

- В воде и воздухе появляются новые химические вещества, не существовавшие ранее.
- Возбудители инфекционных заболеваний очень устойчивы:
вирус гриппа живет два часа, а оспа — до года.
- 70% инфекционных болезней передаются через рукопожатие.
- Наша иммунная система подвергается чрезмерной нагрузке и воздействию всевозможных токсинов и стрессов.

BioSilver



Exclusively available from

QNET

История серебра

- Антибактериальные, антисептические и тонизирующие свойства серебра можно отследить вплоть до Древней Греции и Римской Империи.
- Для того чтобы избежать отравления, финикийцы хранили воду, вино и уксус в серебряных бутылках.
- Серебро применялось в изготовлении кухонной утвари, сосудов для питья и столовой посуды как средство обеззараживания болезнетворных микроорганизмов.

BioSilver



Exclusively available from

QNET

Мировая революция серебра

- В **Швейцарии** производятся фильтры и таблетки для очищения воды, предотвращающие развитие плесени и бактерий.
- В **бывшем СССР** серебро использовали для стерилизации рециркуляционной воды в космических аппаратах.
- В **японских** компаниях серебро является популярным средством борьбы с токсинами в воздухе, а также иными промышленными ядами.
- В **Швейцарии** серебряные фильтры применяют в домах и офисах.
- В некоторых городах **США** серебро используют для обработки сточных вод.

BioSilver



Exclusively available from

QNET

Настоящее серебра

- Серебро применяется на разделочных досках, столешницах и холодильниках, защищая пищевые продукты от загрязнения.
- Кроме того, его применяют в спортивной и военной одежде — оно убивает бактерии, вызывающие появление запаха пота.

BioSilver



Exclusively available from

QNET

SilverSol Technology®

- Недавно была запатентована технология применения высокого уровня переменного тока для производства заряженного раствора серебра. Она позволяет получить больше полезных свойств при гораздо более низкой концентрации серебра — от 5 до 40 частиц на миллион.
- В этой технологии используются синтетические наночастицы определенного размера и резонанса, позволяющие частицам серебра нейтрализовать бактерии непрерывно и более эффективно.

BioSilver



Exclusively available from

QNET

Как работает технология SilverSol Technology® ?

В технологии SilverSol Technology® применяется двухаспектный подход.

- **Оксид серебра**
Слой оксида серебра обладает антибактериальными свойствами, помогающими разрушать клеточные мембраны бактерий.



BioSilver





Exclusively available from

QNET

● Резонанс

SilverSol Technology® резонирует при частоте 890-910 терагерц. Та же частота применяется в лабораториях при антимикробной обработке с помощью ультрафиолетового света.



BioSilver



Exclusively available from

QNET

Что такое BioSilver 22 Gel?

- Это прозрачный нежирный гель без запаха, обеспечивающий тщательную дезинфекцию и санитарную обработку рук.
- Хорошо очищает и удобен в использовании.
- Он основан на уникальной технологии SilverSol Technology®, научно апробированной и запатентованной в США.
- Гель производится по эксклюзивному патенту США с использованием синтетических наночастиц.

BioSilver



Exclusively available from

QNET

BioSilver Gel
22

ADVANCED SKIN CARE
SILVERSOL TECHNOLOGY®

Основные преимущества

- ✓ Антибактериальные свойства
- ✓ Эффективное очищение кожи
- ✓ Не содержит спирта или консервантов
- ✓ Не сушит кожу

22 ppm Silver (1:10 ratio)
Net Weight: 100 ml / 3.3 fl. oz.

BioSilver



Exclusively available from

QNET

Применение

- Гель BioSilver 22 Gel предназначен только для наружного применения.
- Его можно использовать для санитарной обработки и дезинфекции.

После нанесения он полностью дезинфицирует кожу.

Применение для дезинфекции



BioSilver



BioSilver 22 Gel

Гель **BioSilver 22 Gel** с технологией SilverSol Technology® представляет собой смягчающий и защищающий дерматологический состав со свойствами наносеребра.

После нанесения он полностью дезинфицирует кожу. Предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.

Внимание!

Если вы беременны, кормите ребенка грудью или имеете симптомы хронических или периодических заболеваний, обязательно проконсультируйтесь с врачом или медицинским специалистом перед использованием данного продукта.

Выпускается в упаковках по 100 и 50 мл.

Эксклюзивный патент

BioSilver



Exclusively available from

QNET



Вот что рассказывает один из пользователей геля BioSilver:



Впервые я узнала о BioSilver 22 Gel на конференции V-Malaysia 2013. Пока я была в Малайзии, меня дважды кусали комары. Первый случай произошел до того, как у меня появился гель BioSilver 22 Gel. Место укуса опухло и сильно чесалось. Перед вторым случаем я уже купила гель BioSilver 22 Gel. Я нанесла его на оба укуса и зуд прекратился. Второй укус даже не воспалился. С тех пор я пользуюсь BioSilver 22 Gel постоянно и всегда беру его с собой.

- Глэдис Гарсия
Великобритания

The image features the QNET logo prominently in the center. The letter 'Q' is dark grey, while 'NET' is a vibrant orange. The background is a light grey gradient with a subtle pattern of binary code (0s and 1s) and a network of thin white lines connecting various points, suggesting a digital or network theme.

QNET

Exclusively available from

QNET