




Реактивы для солюбилизирующего раствора




Реактивы для солюбилизирующего раствора




Реактивы для солюбилизирующего раствора



Реактивы для солюбилизирующего раствора




Реактивы для солюбилизирующего раствора



Измерение pH раствора




Измерение pH раствора




Готовый солюбилизирующий раствор




Осажденный белок из холодильника -80°C



Агрегированный белок в растворе




Агрегированный белок в растворе



Подготовка термомиксера



Лабораторный блокнот



Солубилизированный белок шерсти волка обыкновенного *Canis lupus*

